



VAH gelistet

Prent Des

Instrumentendesinfektion für dentale Abformmaterialien

- gebrauchsfertig
- keine Beeinflussung der Dimensionsgenauigkeit
- greift die Oberflächen nicht an



Präparatetyp

Gebrauchsfertige Lösung zur Instrumentendesinfektion von dentalen Abformmaterialien aus Alginat, A-Silikon, C-Silikon und Polyether sowie von prothetischen und kieferorthopädischen Werkstücken. Nur zur professionellen Anwendung.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
0,48 g Dimethylbenzylalkylammoniumchlorid
0,20 g Ethandial (Glyoxal)
0,01 g Pentandial (Glutaral)

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: hellblaue, klare Lösung
pH-Wert: 5,5 +/- 1,0
Dichte (20 °C): 1,000 +/- 0,003

Anwendungsgebiete

Instrumentendesinfektion für dentale Abformmaterialien.

Anwendung

Abdruckmaterial oder zahntechnisches Werkstück unmittelbar nach dem Entfernen aus dem Mund gründlich unter fließendem Wasser in Trinkwasserqualität abspülen. Abdrücke aus Alginat, A-Silikon, C-Silikon und Polyether in die Desinfektionslösung kurz eintauchen und anschließend 15 Min. abtrocknen lassen. Andere Werkstücke (z. B. prothetisch oder kieferorthopädisch) gemäß Einwirkzeit in die Lösung einlegen. Anschließend mit Trinkwasser abspülen. Die Herstellerangaben zu den Materialien sind zu beachten.

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
5 Liter Kanister	1 x 5 L	09983

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur Abdruckdesinfektion gemäß EN 14885 (unverdünnt, geprüft bei 20 °C, hohe Belastung):

bakterizid, levurozid (EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562)	5 Min.
begrenzt viruzid (EN 14476, EN 17111)	15 Min.

Anwendungshinweise

Die Gebrauchslösung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich wechseln. Die Gebrauchslösung darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden.

Lagerung

Bei 5 °C bis 25 °C lagern.

Besondere Hinweise

Enthält Glyoxal, Glutaral. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

AMPri

AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstr. 16 / 21423 Winsen (Luhe), Germany
Tel. +49 (0)4171 - 8480-0 / www.ampri.de / info@ampri.de



bioSight GmbH
Brasselsbergstr. 3 / 34132 Kassel, Germany
Tel.: +49 (0)561 - 81678111

CE 0123 PZN - 9668018