

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09812**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Diagnostikleuchte



MAßE*					
Länge	Breite	Höhe	Durchmesser	Fassungs- vermögen	Gewicht
138 mm	-	-	12 mm	-	-

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☐ Polypropylen (PP)	☐ Polyethylen (PE)	☐ PP-Vlies	☐ PP-Vlies mit PE-Beschichtung	☐ Papier	☒ Aluminiumlegierung (Körper) ABS (Deckel)	
Farbe	☐ Blau [B]	☐ Cedro [C]	☐ Dunkelblau [DB]	☐ Grün [G]	☐ Grün-Opak [GO]	☐ Lila [L]	☐ Hellblau [LB]
	☐ Lime [LIME]	☐ Mix [MIX] schwarz, cedro, lila, rosa, hellblau	☐ Orange [O]	☐ Pink [P]	☐ Rot [R]	☐ Rose [ROSE]	☐ Schwarz [SCH]
	☐ Transparent [T]	☐ Violett [V]	☐ Weiß [W]	☐ Weinrot [WR]	☐ Gelb [Y]	☒ Silber	☐ Weiß
Eigenschaft	☐ zum einmaligen Gebrauch	☐ einschneidig	☐ 5-lagig	☐ fusselfrei	☐ 9-lagig	☐ Genauigkeit $\pm 0,1^\circ\text{C}$ Wasserdicht	
Inhaltsstoffe	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% Wasser	☐ 70 % Isopropyl-Alkohol	☒ latexfrei			
Bemerkung							

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☐ kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	☐ saure Lebensmittel	☐ wässrige Lebensmittel	☐ fette Lebensmittel	☐ alkohol. Lebensmittel	☐ trockene Lebensmittel	☒ nicht für Lebensmittel geeignet	
Kosmetikprodukt (EG) 1223/2009	☐ Kosmetikprodukt	☒ kein Kosmetikprodukt					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09812**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Diagnostikleuchte



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton/PVC
Stück pro Unterverpackung	1
GTIN Unterverpackung Blau [B]	-
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-
GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Unterverpackung Lime [LIME]	-
GTIN Unterverpackung Mix [MIX]	-
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-
GTIN Unterverpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Unterverpackung Transparent [T]	-
GTIN Unterverpackung Violett [V]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterverpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Silber	-
GTIN Unterverpackung	4044941042886
Maße & Größe	
Länge	165 mm
Breite	68 mm
Höhe	-
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	35 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	6
Lagen pro Palette	5
Palettenhöhe	185 cm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	250 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	200
GTIN Umverpackung Blau [B]	-
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Umverpackung Lila [L]	-
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Umverpackung Lime [LIME]	-
GTIN Umverpackung Mix [MIX]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	-
GTIN Umverpackung Pink [P]	-
GTIN Umverpackung Rot [R]	-
GTIN Umverpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Umverpackung Transparent [T]	-
GTIN Umverpackung Violett [V]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Silber	-
GTIN Umverpackung	4044941042893
Maße & Größe	
Länge	370 mm
Breite	310 mm
Höhe	340 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	7.500 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09812**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Diagnostikleuchte



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Nutzung und Überprüfung	Überprüfen Sie die Lampe vor jeder Verwendung auf Gebrauchstauglichkeit. Wechseln Sie die Batterien bei Bedarf. Drücken Sie auf den Clip um die Lampe zu aktivieren. Linse regelmäßig mit weichem Tuch reinigen, um Lichtqualität zu erhalten.
Reinigungshinweise	Die Oberfläche mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen. Keine Flüssigkeit in Öffnungen oder elektronische Komponenten eindringen lassen.
Entsorgung	Das Produkt ohne Batterien gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgen. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können Ihre gebrauchten Batterien auch an uns zurücksenden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.
Warnhinweise / Sicherheitsinformationen	Batterien regelmäßig auf Korrosion prüfen; bei Anzeichen von Oxidation austauschen. Nur saubere, trockene Geräte lagern; bei längerer Nichtverwendung Batterien entfernen. Gerät vor extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Linse regelmäßig mit weichem Tuch reinigen, um Lichtqualität zu erhalten.

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2025-00
Datum 23. 10.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten