

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09280-ODK**
Bezeichnung: **Halterung für eckige Urinflaschen**
ohne Kappe und Kette



MAßE		
Länge	Breite	Höhe
310 mm	135 mm	-

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Edelstahl	<input type="checkbox"/> Acrylglas	<input checked="" type="checkbox"/> PVC-beschichteter Draht	<input type="checkbox"/> ABS-Kunststoff	<input type="checkbox"/> Gehäuse: Aluminium	<input type="checkbox"/> Pumpe: Kunststoff	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)
Farben	<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> transparent	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> mit beweglichen Haken	<input type="checkbox"/> mit Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/> verschiebbarer Anschlag für die Tiefeneinstellung		<input checked="" type="checkbox"/> zum Anhängen		
Beschreibung							
passend für	alle eckigen Urinflaschen						

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung	-	
Maße & Größe		
Länge	500 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	185 g	190 g

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	25	
GTIN Umverpackung	-	
Maße & Größe		
Länge	640 mm	
Breite	375 mm	
Höhe	395 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	4.750 g	5.250 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	3	
Lagen pro Palette	5	
Palettenhöhe	213 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	79 kg	104 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09280-ODK**

Bezeichnung: **Halterung für eckige Urinflaschen
ohne Kappe und Kette**



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Warnhinweise / Sicherheitsinformationen	<ul style="list-style-type: none">- Der Spender ist ausschließlich für die Aufbewahrung von eckigen Urinflaschen vorgesehen.- Produkt kann am Krankenbett eingehängt werden- Vor der Nutzung sicherstellen, dass alle Teile sicher montiert und intakt sind.
Reinigungshinweise	Kann leicht gereinigt werden. Verwenden Sie dazu geeignete Reinigungsmittel und weiche Tücher, um Kratzer zu vermeiden.