

Ficha Técnica

Artículo No.: **09851**
Descripción: **MED-COMFORT**
esfigmomanómetro aneroide



DIMENSIONES*					
Longitud de la manguera	Diámetro de la manguera				
700 mm	60 mm				

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☒ manguito de nailon con cierre de velcro	☒ Manguera de PVC	☒ manómetro cromado	☒ Membrana de PVC	☐ papel	☐ lámina de PET metalizada	
color	☐ azul [B]	☐ cedro [C]	☐ azul oscuro [DB]	☐ verde [G]	☐ verde opaco [GO]	☐ lila [L]	☐ azul claro [LB]
	☐ cal [LIME]	☐ Mix [MIX] negro, cedro, lila, rosa claro, azul claro	☐ naranja [O]	☐ rosa [P]	☐ rojo [R]	☐ rosa claro [ROSE]	☒ negro [SCH]
	☐ transpa- rente [T]	☐ violeta [V]	☐ blanco [W]	☐ rojo vino [WR]	☐ amarillo [Y]	☐ plata	☐ #NV
característica	☒ reutilizable	☐ de un solo filo	☐ de 5 capas	☐ sin pelusa	☐ de 9 capas	☐ hasta -45 °C	
ingredientes	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% agua	☐ 70 % alcohol isopropílico	☐ sin látex	☐ Mezcla de propano / butano / isobutano		
observación	sistema de dos tubos; pera de inflado negra con mango de acero inoxidable; manguito negro sin anilla metálica, apto para adultos, para una circunferencia de brazo de 25–40 cm, individualmente en una bolsa de nailon negra; escala blanca con número de aparato, con protección contra golpes						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☒ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☒ con función de edición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácidos	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimenticios	

Ficha Técnica

Artículo No.: **09851**
Descripción: **MED-COMFORT**
esfigmomanómetro aneroide



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	cartón
piezas por subembalaje	1
GTIN subembalaje azul [B]	-
GTIN subembalaje azul cedro [C]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	-
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje rojo vino [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje negro	4044941031248
medidas y tamaños	
largo	185 mm
ancho	110 mm
alto	75 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	475 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	4
posiciones por palet	4
altura del palet	175 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	413 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	50
GTIN embalaje exterior azul [B]	-
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	-
GTIN embalaje exterior verde opaco [GC]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-
GTIN embalaje ext. rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior rojo vino [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje exterior negro	4044941031255
medidas y tamaños	
largo	560 mm
ancho	390 mm
alto	400 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	24.250 g

Ficha Técnica

Artículo No.: **09851**
Descripción: **MED-COMFORT**
esfigmomanómetro aneroide



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Uso e inspección	Comprobar si presenta daños visibles antes de cada uso. Utilizar únicamente para el fin previsto y con un manguito adecuado. Colocar correctamente el manguito en la parte superior del brazo. Comprobar periódicamente la estanqueidad, la ausencia de daños y el correcto funcionamiento.
Instrucciones de limpieza	Limpiar con desinfectante antes y después de su uso. No utilice productos de limpieza y desinfección agresivos.
Eliminación	El producto debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos.
Advertencias / información de seguridad	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. No coloque el manguito demasiado apretado e interrumpa inmediatamente la medición si se produce dolor o entumecimiento.

Nº de rev.: 2026-01
fecha: 06. 10.2026

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas