

ficha técnica

Nº de artículo **02501**

Descripción **HAPPY KIDS**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DIMENSIONS	
largo	ancho
175 mm	95 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> tejido de PP	<input type="checkbox"/> papel					
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> berry [Berry]	<input type="checkbox"/> bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> morado [L]
	<input type="checkbox"/> limón [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] amarillo, azul, naranja, rosa, verde	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> plateado/gris [PT]
	<input type="checkbox"/> azul estampado [DB]	<input type="checkbox"/> vino tinto estampado [WR]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> negro-rojo-oro	<input type="checkbox"/> clean-ocean/verde océano [CO]	<input checked="" type="checkbox"/> Blanco con estampado de oso	
características	<input checked="" type="checkbox"/> tipo II	<input checked="" type="checkbox"/> 3 capas	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> con válvula	<input type="checkbox"/> anti-fog	<input checked="" type="checkbox"/> bandas para las orejas	<input type="checkbox"/> con filtro de carbón activado
observaciones	capacidad de filtración bacteriana \geq 98%						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

ficha técnica

Nº de artículo **02501**

Descripción **HAPPY KIDS**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	cartón	
piezas por subembalaje	50	
GTIN subembalaje azul [B]	4044941031767	
medidas y tamaños		
largo	180 mm	
ancho	100 mm	
alto	90 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	150 g	185 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	8	
posiciones por palet	8	
altura del palet	175	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	150 g	175 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941031774	
medidas y tamaños		
largo	520 mm	
ancho	120 mm	
alto	200 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	1.850 g	2.350 g

ficha técnica

Nº de artículo **02501**

Descripción **HAPPY KIDS**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Guarde el protector bucal en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No guardar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo de caducidad real en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
Utilización y revisión	«Utilice siempre las mascarillas sólo para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que la mascarilla facial es adecuada para el uso previsto. Cambie la mascarilla cuando esté completamente empapada. Desinfectarse las manos después de quitarse la mascarilla».
Eliminación de residuos	Las mascarillas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Las mascarillas no utilizadas pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	Cambia la mascarilla cuando esté completamente empapada. El artículo es altamente inflamable - manténgalo alejado del calor y/o del fuego.
instrucciones para vestirse y desvestirse	COLOCACIÓN Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz de la cara y fíjela en su sitio con correas o presillas para las orejas. Ajuste la pinza nasal flexible a la forma de la cara para que salga el menor aire posible por el extremo superior. RETIRAR: Afloje las correas para retirar la mascarilla de la cara. No toque el material polar. Desinfectese las manos después de desechar la mascarilla facial.

rev-no.: 3
date: 25.10.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas