

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09180-W**
 Descripción: **Med-Comfort**
Dispensador de medicamentos



| Tamaños | | |
|---------|-------|-------|
| largo | ancho | alto |
| 220 mm | 60 mm | 15 mm |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------|--|
| Material de la bandeja | <input checked="" type="checkbox"/> Polypropylene (PP) | <input type="checkbox"/> Polyethylene (PE) | <input type="checkbox"/> PVC | <input type="checkbox"/> ABS | | | |
| material de la tapa | <input type="checkbox"/> Polypropylene (PP) | <input type="checkbox"/> Polyethylene (PE) | <input checked="" type="checkbox"/> PVC | <input type="checkbox"/> Policarbonato (PC) | | | |
| color | <input checked="" type="checkbox"/> blanco | <input type="checkbox"/> azul | <input type="checkbox"/> negro | | | | |
| características | <input checked="" type="checkbox"/> blister deslizante | <input checked="" type="checkbox"/> Producto desechable | <input checked="" type="checkbox"/> braille en el reverso | <input checked="" type="checkbox"/> 4 compartimentos | <input type="checkbox"/> compartimentos extra grandes | | |
| impresión de las lenguas | <input checked="" type="checkbox"/> Alemán | <input checked="" type="checkbox"/> Inglés | <input type="checkbox"/> Italiano | <input type="checkbox"/> Holandés | <input type="checkbox"/> Francés | | |
| impresión | <input checked="" type="checkbox"/> Morgen / Morning Mittag / Noon Abend / Evening Nacht / Night | | <input type="checkbox"/> Mattina Mezzogiorno Serra Notte | | <input type="checkbox"/> Horas del día y días 4 idiomas | <input type="checkbox"/> sin imprimir | |

| REQUISITOS DE REGULACIÓN | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| reglamento médico (EU) 2017/425 | <input type="checkbox"/> Clase I | <input type="checkbox"/> Clase II | <input type="checkbox"/> Clase III | <input type="checkbox"/> estéril | <input type="checkbox"/> con función de medición | <input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico | |

| DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| general | | |
| material | bolsa | |
| piezas por subembalaje | 200 | |
| EAN subembalaje | - | |
| medidas y tamaños | | |
| largo | 500 mm | |
| ancho | 800 mm | |
| alto | - | |
| pesos | | |
| tamaño | peso neto | peso bruto |
| uni | 3.460 g | 3.470 g |

| DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR | | |
|---|------------------|-------------------|
| general | | |
| material | Cartón | |
| subembalajes por embalaje exterior | 1 | |
| EAN embalaje exterior | 4044941042220 | |
| medidas y tamaños | | |
| largo | 380 mm | |
| ancho | 320 mm | |
| alto | 280 mm | |
| pesos | | |
| tamaño | peso neto | peso bruto |
| uni | 3.470 g | 3.970 g |

| DATOS LOGISTICOS DEL PALET | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| general | | |
| tipo de palet | europalet | |
| medidas y tamaños | | |
| cartones por posición | 8 | |
| posiciones por palet | 6 | |
| altura del palet | 183 cm | |
| pesos | | |
| tamaño | peso neto | peso bruto |
| uni | 191 kg | 216 kg |

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09180-W**
Descripción: **Med-Comfort**
Dispensador de medicamentos



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

| | |
|--|---|
| Almacenamiento | Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). |
| Uso e inspección | Antes de utilizar el producto, compruebe si presenta grietas u otros daños. |
| Instrucciones de limpieza | Artículo desechable - no destinado a la limpieza |
| Eliminación | El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica. |
| Advertencias / información de seguridad | <p>Debido al riesgo de asfixia e intoxicación, los dispensadores de medicamentos deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños.</p> <p>El dispensador sólo está previsto para medicamentos sólidos, como comprimidos o cápsulas. No lo utilice para líquidos.</p> <p>Los medicamentos sensibles a la luz, la humedad o la temperatura deben permanecer en su envase original.</p> |

rev.-no. 3
date 28. 11.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas