

Ficha Técnica

Artículo No.: **09300**

Descripción: **MED-COMFORT**

Estetoscopio

Estetoscopio para enfermeras



DIMENSIONES*					
Longitud de la manguera ²⁾	Diámetro de la manguera				
600 mm	8 mm				

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☒ Cabeza de aleación de aluminio	☒ Manguera de PVC	☒ Auricular de PVC	☒ Membrana de PVC	☐ papel	☐ lámina de PET metalizada	
color	☒ azul [B]	☐ cedro [C]	☐ azul oscuro [DB]	☒ verde [G]	☐ verde opaco [GO]	☐ lila [L]	☐ azul claro [LB]
	☐ cal [LIME]	☐ Mix [MIX] negro, cedro, lila, rosa claro, azul claro	☐ naranja [O]	☐ rosa [P]	☒ rojo [R]	☐ rosa claro [ROSE]	☐ negro [SCH]
	☐ transparente [T]	☐ violeta [V]	☐ blanco [W]	☐ rojo vino [WR]	☒ amarillo [Y]	☐ plata	☒ negro
característica	☐ de un solo uso	☐ de un solo filo	☐ de 5 capas	☐ sin pelusa	☐ de 9 capas	☐ hasta -45 °C	
ingredientes	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% agua	☐ 70 % alcohol isopropílico	☐ sin látex	☐ Mezcla de propano / butano / isobutano		
observación							

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☒ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de edición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácidos	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimenticios	

Ficha Técnica

Artículo No.: **09300**
Descripción: **MED-COMFORT**
Estetoscopio
Estetoscopio para enfermeras



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	cartón
piezas por subembalaje	1
GTIN subembalaje azul [B]	4044941040301
GTIN subembalaje azul cedro [C]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	4044941040325
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje rojo vino [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	4044941040349
GTIN subembalaje negro	4044941040288
medidas y tamaños	
largo	195 mm
ancho	100 mm
alto	20 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	90 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	100
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941040318
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	-
GTIN embalaje exterior verde opaco [G]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	4044941040332
GTIN embalaje ext. rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior rojo vino [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	4044941040356
GTIN embalaje exterior negro	4044941040295
medidas y tamaños	
largo	520 mm
ancho	400 mm
alto	230 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	9.500 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	4
posiciones por palet	8
altura del palet	199 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	329 kg

Ficha Técnica

Artículo No.: **09300**Descripción: **MED-COMFORT****Estetoscopio****Estetoscopio para enfermeras**

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Uso e inspección	El estetoscopio solo debe utilizarse conforme a su uso previsto y por usuarios debidamente instruidos. Antes de cada uso, el producto debe comprobarse para detectar daños visibles, contaminación, componentes sueltos, grietas o alteraciones funcionales. No debe utilizarse un estetoscopio dañado, contaminado o que no funcione correctamente.
Instrucciones de limpieza	Limpie y desinfecte el estetoscopio de acuerdo con las instrucciones de higiene especificadas, especialmente antes y después de cada contacto con el paciente. El uso inadecuado, una limpieza insuficiente o el uso de componentes dañados pueden provocar resultados de exploración incorrectos, riesgos de infección o lesiones.
Eliminación	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias / información de seguridad	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.

Nº de rev.: 2026-01

fecha: 05.05.2026

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas