

Ficha Técnica

Artículo No.: **09271-F**
Descripción: **TOP-COMFORT**
Frasco de orina
para mujeres



DIMENSIONES		
longitud	anchura	alto
270 mm	80 mm	115 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material de la botella	☒ Polipropileno (PP)	☐ Polietileno (PE)	☐ Policarbonato (PC)	☐ Policloruro de vinilo (PVC)			
material de la tapa	☒ Polipropileno (PP)	☐ Polietileno (PE)	☐ Policarbonato (PC)				
color de la botella	☒ lechoso	☐ transparente					
color de la tapa	☐ azul	☒ blanco					
características	☒ desinfectable	☒ autoclavable hasta 130°C	☐ autoclavable hasta 90°C	☐ cuadrado	☐ autoclavable hasta 60°C		

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-artículo			
Reglamento médico (EU) 2017/745	☐ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de edición	☒ no es dispositivo médico	

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	bolsa
piezas por subembalaje	1
GTIN subembalaje	4044941043463
medidas y tamaños	
largo	470 mm
ancho	180 mm
alto	-
pesos	
tamaño	peso bruto
uni	180 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	25
GTIN embalaje exterior	4044941042992
medidas y tamaños	
largo	500 mm
ancho	300 mm
alto	450 mm
pesos	
tamaño	peso bruto
uni	5.000 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	4
posiciones por palet	4
altura del palet	195 cm
pesos	
tamaño	peso bruto
uni	105 g

Ficha Técnica

Artículo No.: **09271-F**
Descripción: **TOP-COMFORT**
Frasco de orina
para mujeres



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Utilización e inspección	Compruebe el producto antes de utilizarlo por primera vez y periódicamente para ver si presenta grietas u otros daños, y sustitúyalo si es necesario. Cierre bien la tapa después del uso para minimizar los olores. No deseche el contenido de la botella en el medio ambiente. En caso necesario, transportar el frasco en un recipiente hermético. Utilice guantes para manipular la botella y su contenido.
Eliminación	Las botellas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	La botella de orina está destinada exclusivamente a contener orina. Cualquier otro uso puede provocar problemas higiénicos o mecánicos. Las botellas de orina no están diseñadas para ser utilizadas con otros líquidos o productos químicos.