

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09720-SPENDER-XL**
Bezeichnung: **Spender für Auffangbeutel**

Universalhalterung für ca. 65 Auffangbeutel



MAßE		
Länge	Breite	Höhe
140 mm	130 mm	470 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Edelstahl	<input type="checkbox"/> Acrylglas	<input type="checkbox"/> PVC- beschich- teter Draht	<input type="checkbox"/> ABS- Kunststoff	<input type="checkbox"/> Gehäuse: Aluminium	<input type="checkbox"/> Pumpe: Kunststoff	<input checked="" type="checkbox"/> Metall
Farben	<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> transparent	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> mit beweg- lichen Haken	<input checked="" type="checkbox"/> mit Befes- tigungs- material	<input type="checkbox"/> verschiebbarer Anschlag für die Tiefeneinstellung		<input checked="" type="checkbox"/> Zur Wandbefestigung		
Beschreibung							
passend für	09720						

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Beutel
Stück pro Unterverpackung	1
GTIN Unterverpackung	-
Maße & Größe	
Länge	240 mm
Breite	650 mm
Höhe	-
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht
uni	1.210 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	1
GTIN Umverpackung	4044941026312
Maße & Größe	
Länge	125 mm
Breite	475 mm
Höhe	145 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht
uni	1.710 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Palette	132
Palettenhöhe	204 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht
uni	251 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09720-SPENDER-XL**

Bezeichnung: **Spender für Auffangbeutel**

Universalhalterung für ca. 65 Auffangbeutel



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Warnhinweise / Sicherheitsinformationen	<ul style="list-style-type: none">- Der Spender ist ausschließlich für die Aufbewahrung und Entnahme von Handschuhboxen vorgesehen.- Produkt an der Wand fest und sicher montieren. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Halterung stabil ist.- Bei der Installation des Spenders sicherstellen, dass die Wände die notwendige Stabilität bieten- Vor der Nutzung sicherstellen, dass alle Teile sicher montiert und intakt sind.
Reinigungshinweise	Kann leicht gereinigt werden. Verwenden Sie dazu geeignete Reinigungsmittel und weiche Tücher, um Kratzer zu vermeiden.