

Ficha Técnica

Artículo No.: **09801**
Descripción: **MED-COMFORT**
Termómetro digital



DIMENSIONES*					
longitud	anchura	altura	diámetro	capacidad	peso
128 mm	18 mm	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☐ Polipropileno (PP)	☐ Polietileno (PE)	☐ Vellón PP	☐ Vellón de PP con revestimiento de PE	☐ papel	☒ PVC & acero	
color	☐ azul [B]	☐ cedro [C]	☐ azul oscuro [DB]	☐ verde [G]	☐ verde opaco [GO]	☐ lila [L]	☐ azul claro [LB]
	☐ cal [LIME]	☐ Mix [MIX] negro, cedro, lila, rosa claro, azul claro	☐ naranja [O]	☐ rosa [P]	☐ rojo [R]	☐ rosa claro [ROSE]	☐ negro [SCH]
	☐ transparente [T]	☐ violeta [V]	☐ blanco [W]	☐ rojo vino [WR]	☐ amarillo [Y]	☐ plata	☒ blanco
característica	☐ de un solo uso	☐ de un solo filo	☐ de 5 capas	☐ sin pelusa	☐ de 9 capas	☒ precisión $\pm 0,1$ °C impermeável à água	
ingredientes	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% agua	☐ 70 % alcohol isopropílico	☒ sin látex			
observación	No apto para niños pequeños. Rango de medición: de 32 °C a 43 °C.						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☐ clase I	☒ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de edición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácidos	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimenticios	
producto cosmético (EG) 1223/2009	☐ producto cosmético	☒ no es un producto cosmético					

Ficha Técnica

Artículo No.: **09801**
Descripción: **MED-COMFORT**
Termómetro digital



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	cartón/PVC
piezas por subembalaje	1
GTIN subembalaje azul [B]	-
GTIN subembalaje azul cedro [C]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje lila [L]	-
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-
GTIN subembalaje cal [LIME]	-
GTIN subembalaje mix [MIX]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	-
GTIN subembalaje rosa [P]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	-
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje transparente [T]	-
GTIN subembalaje violeta [V]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje rojo vino [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje plata	-
GTIN subembalaje	4044941040066
medidas y tamaños	
largo	135 mm
ancho	35 mm
alto	16 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	31 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	6
posiciones por palet	6
altura del palet	156 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	378 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	300
GTIN embalaje exterior azul [B]	-
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	-
GTIN embalaje exterior verde opaco [G]	-
GTIN embalaje exterior lila [L]	-
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterior cal [LIME]	-
GTIN embalaje exterior mix [MIX]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-
GTIN embalaje ext. rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje ext. transparente [T]	-
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior rojo vino [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje exterior plata	-
GTIN embalaje exterior	4044941040073
medidas y tamaños	
largo	470 mm
ancho	300 mm
alto	235 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	9.800 g

Ficha Técnica

Artículo No.: **09801**
Descripción: **MED-COMFORT**
Termómetro digital



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Uso e inspección	1. Antes da utilização, limpar com um pano de desinfecção de limpeza. 2. Acionar o botão ligar/desligar no termómetro (sem utilizar a unha). 3. Sinal soa. 4. A última temperatura medida é exibida ao premir o botão durante 2 segundos. 5. A medição pode ser efetuada por via oral (na cavidade bucal), retal (no ânus) ou sob o braço. 6. A medição termina no momento em que o sinal soa. 7. Recomenda-se desligar o aparelho. Caso contrário, ocorre uma desativação automática após aprox. 10 minutos.
Instrucciones de limpieza	Limpiar con desinfectante antes y después de su uso. No utilice productos de limpieza y desinfección agresivos.
Eliminación	Deseche el producto sin pilas de acuerdo con las normas de eliminación de residuos de la empresa local de gestión de residuos. Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica. Los consumidores están obligados a llevar las pilas a un punto de recogida adecuado en un comercio o en el ayuntamiento. También puede devolvernos las pilas usadas. Las pilas usadas pueden contener sustancias nocivas o metales pesados que pueden dañar el medio ambiente y la salud. Las pilas se reciclan, ya que contienen materias primas importantes como hierro, zinc, manganeso o níquel.
Advertencias / información de seguridad	O termómetro serve exclusivamente para medição da temperatura corporal humana e não deve ser deixado sem supervisão ao alcance das crianças (perigo de ingestão de partes pequenas). Não dobrar o termómetro e protegê-lo contra a radiação solar e o calor. Não colocar o termómetro em contacto com químicos. Não utilizar produtos de limpeza e desinfetantes agressivos. Abrir somente para efetuar a substituição da pilha.

Nº de rev.: 2025-00
fecha: 22. 10.2025

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas