

## ficha técnica

Nº de artículo **02101**

Descripción **MED-COMFORT**  
**protector bucal**  
**3 capas, para atar**



DIMENSIONS	
largo	ancho
175 mm	95 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> tejido de PP	<input type="checkbox"/> papel					
color	<input checked="" type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> berry [Berry]	<input type="checkbox"/> bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input checked="" type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> lagoon [Lagoon]	<input checked="" type="checkbox"/> morado [L]
	<input checked="" type="checkbox"/> limón [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] amarillo, azul, naranja, rosa, verde	<input checked="" type="checkbox"/> naranja [O]	<input checked="" type="checkbox"/> rosa [P]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [W]	<input checked="" type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> plateado/gris [PT]
	<input type="checkbox"/> azul estampado [DB]	<input type="checkbox"/> vino tinto estampado [WR]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> negro-rojo-oro	<input type="checkbox"/> clean-ocean/verde océano [CO]		
características	<input type="checkbox"/> tipo IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 capas	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> con válvula	<input type="checkbox"/> anti-fog	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> con filtro de carbón activado
observaciones	capacidad de filtración bacteriana $\geq 98\%$ , protección contra salpicaduras $\geq 16$ kPa						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

## ficha técnica

Nº de artículo **02101**

Descripción **MED-COMFORT**  
**protector bucal**  
**3 capas, para atar**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	cartón	
piezas por subembalaje	50	
GTIN subembalaje azul [B]	4044941030876	
GTIN subembalaje berry [Berry]	-	
GTIN subembalaje bordeaux [BR]	-	
GTIN subembalaje cedro [C]	-	
GTIN subembalaje verde [G]	4044941030883	
GTIN subembalaje lagoon [Lagoon]	-	
GTIN subembalaje morado [L]	4044941013565	
GTIN subembalaje limón [Lime]	4044941031880	
GTIN subembalaje azul mix [Mix]	-	
GTIN subembalaje naranja [O]	4044941030890	
GTIN subembalaje rosa [P]	4044941030906	
GTIN subembalaje blanco [W]	4044941030869	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	4044941030913	
GTIN subembalaje plateado [PT]	-	
GTIN subembalaje azul estampado [DB]	-	
GTIN subembalaje vino tinto estamp. [WR]	-	
GTIN subembalaje negro [SCH]	-	
GTIN subembalaje negro-rojo-oro	-	
GTIN subembalaje clean-ocean [CO]	-	
medidas y tamaños		
largo	180 mm	
ancho	110 mm	
alto	115 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	215 g	250 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	8	
posiciones por palet	7	
altura del palet	190	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	168 g	193 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941030937	
GTIN embalaje exterior berry [Berry]	-	
GTIN embalaje exterior bordeaux [BR]	-	
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-	
GTIN embalaje exterior verde [G]	4044941030944	
GTIN embalaje exterior lagoon [Lagoon]	-	
GTIN embalaje exterior morado [L]	4044941013572	
GTIN embalaje exterior limón [Lime]	4044941031897	
GTIN embalaje exterior azul mix [Mix]	-	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	4044941030951	
GTIN embalaje exterior rosa [P]	4044941030968	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	4044941030920	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	4044941030975	
GTIN embalaje exterior plateado [PT]	-	
GTIN embalaje exterior azul est. [DB]	-	
GTIN embalaje exterior vino tinto est. [WR]	-	
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-	
GTIN embalaje exterior negro-rojo-oro	-	
GTIN embalaje exterior clean-ocean [CO]	-	
medidas y tamaños		
largo	570 mm	
ancho	190 mm	
alto	250 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	2.500 g	3.000 g

## ficha técnica

Nº de artículo **02101**

Descripción **MED-COMFORT**  
**protector bucal**  
**3 capas, para atar**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento/ Caducidad</b>	Guarde la mascarilla en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protéjala de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo de caducidad real en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
<b>Utilización y revisión</b>	«Utilice siempre las mascarillas sólo para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que la mascarilla facial es adecuada para el uso previsto. Cambie la mascarilla cuando esté completamente empapada. Desinfectarse las manos después de quitarse la mascarilla».
<b>Eliminación de residuos</b>	Las mascarillas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Las mascarillas no utilizadas pueden eliminarse con la basura doméstica.
<b>Advertencias</b>	Cambia la mascarilla cuando esté completamente empapada. El artículo es altamente inflamable - manténgalo alejado del calor y/o del fuego.
<b>instrucciones para vestirse y desvestirse</b>	<b>COLOCACIÓN</b> Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz de la cara y fíjela en su sitio con correas o presillas para las orejas. Ajuste la pinza nasal flexible a la forma de la cara para que salga el menor aire posible por el extremo superior. <b>RETIRAR:</b> Afloje las correas para retirar la mascarilla de la cara. No toque el material polar. Desinfectese las manos después de desechar la mascarilla facial.

rev-no.: 4  
date: 17.10.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas