

Fiche Technique

Numéro d'article **09271-F**
Description: **TOP-COMFORT**
Bouteille pour urines
pour femmes



DIMENSIONS		
longueur	largeur	hauteur
270 mm	80 mm	115 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT							
matériau de la bouteille	☒ Polypropylène (PP)	☐ Polyéthylène (PE)	☐ Polycarbonate (PC)	☐ Polychlorure de vinyle (PVC)			
matériau du couvercle	☒ Polypropylène (PP)	☐ Polyéthylène (PE)	☐ Polycarbonate (PC)				
couleur de la bouteille	☒ laiteux	☐ transparent					
couleur du couvercle	☐ bleu	☒ blanc					
propriétés	☒ désinfectable	☒ autoclavable jusqu'à 130°C	☐ autoclavable jusqu'à 90°C	☐ rectangulaire	☐ autoclavable jusqu'à 60°C		

REGULATORY AFFAIRS							
Règlement EPI (EU) 2016/425	☐ catégorie I	☐ catégorie II	☐ catégorie III	☒ pas d'article EPI			
Règlement DM (EU) 2017/745	☐ classe I	☐ classe II	☐ classe III	☐ stérile	☐ avec fonction de mesure	☒ pas de dispositif médical	

DONNÉES LOGISTIQUES SOUS-EMBALLAGES	
données générales	
matériel	sac
pièces par sous-emballage	1
GTIN sous-emballage	4044941043463
dimensions et taille	
longueur	470 mm
largeur	180 mm
hauteur	-
poids	
taille	poids brut
uni	180 g

DONNÉES LOGISTIQUES EMBALLAGE EXTÉRIEUR	
données générales	
matériel	carton
sous-emballage par emballage extérieur	25
GTIN emballage extérieur	4044941042992
dimensions et taille	
longueur	500 mm
largeur	300 mm
hauteur	450 mm
weights	
taille	poids brut
uni	5.000 g

DONNÉES LOGISTIQUES PALETTE	
données générales	
type de la palette	euro-palette
dimensions et taille	
carton par emplacement	4
emplacement par palette	4
hauteur de la palette	195 cm
poids	
taille	poids brut
uni	105 g

Fiche Technique

Numéro d'article **09271-F**

Description: **TOP-COMFORT**
Bouteille pour urines
pour femmes



AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Stockage	Conserver l'article dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, sans poids supplémentaire, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Utilisation et vérification	Inspectez le produit avant la première utilisation et régulièrement pour détecter les fissures ou autres dommages et remplacez-le si nécessaire. Refermer correctement le couvercle après utilisation afin de minimiser la formation d'odeurs. Ne pas jeter le contenu de la bouteille dans l'environnement. Si nécessaire, transporter le flacon dans un récipient fermé. Porter des gants pour manipuler le flacon et son contenu.
Élimination	Les bouteilles usagées doivent être éliminées conformément aux règles d'élimination des déchets de l'entreprise d'élimination des déchets locale. Les produits non utilisés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.
Avertissements	L'urinal est exclusivement destiné à recevoir de l'urine. Toute autre utilisation peut entraîner des problèmes d'hygiène ou mécaniques. Les flacons à urine ne sont pas conçus pour être utilisés avec d'autres liquides ou produits chimiques.

Rév. n°.: 2026-01
date: 27.02.2026

Sous réserve de modifications et d'erreurs.