

ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y**

Descripción **MED-COMFORT**
Abrigos de vellón
con revestimiento de PE



| TAMAÑOS | |
|---------|--------|
| | L/XL |
| ancho | 138 cm |
| largo | 138 cm |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|--|---|---|
| material | <input type="checkbox"/> Polipropileno (PP) | <input type="checkbox"/> Polietileno (PE) | <input type="checkbox"/> SMS | <input type="checkbox"/> Poliéster con revestimiento de PU | <input checked="" type="checkbox"/> polipropileno (PP) con revestimiento de PE | | |
| color | <input type="checkbox"/> azul [B] | <input type="checkbox"/> verde [G] | <input type="checkbox"/> naranja [O] | <input type="checkbox"/> rojo [R] | <input type="checkbox"/> blanco [W] | <input checked="" type="checkbox"/> amarillo [Y] | <input type="checkbox"/> azul claro [LB] |
| | <input type="checkbox"/> azul oscuro [DB] | <input type="checkbox"/> verde oscuro [DG] | <input type="checkbox"/> gris [GRAY] | | | | |
| cierre | <input checked="" type="checkbox"/> para atar | <input type="checkbox"/> cremallera | <input type="checkbox"/> pulsadores | <input type="checkbox"/> cierre de velcro | | | |
| características | <input checked="" type="checkbox"/> puños de jersey | <input type="checkbox"/> puños elásticos | <input checked="" type="checkbox"/> sin látex | <input type="checkbox"/> capucha | <input type="checkbox"/> cuello alto | <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente laminado | <input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos |
| | <input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación | <input type="checkbox"/> bloqueados | <input type="checkbox"/> cubierta de polvo | <input type="checkbox"/> martillada | <input type="checkbox"/> mangas cortas | <input type="checkbox"/> con percha de cartón | <input checked="" type="checkbox"/> plegado individualmente |
| | <input type="checkbox"/> lavable a máquina | | | | | | |

| REQUISITOS DE REGULACIÓN | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|--|---|----|
| EPI Reglamento (EU) 2016/425 | <input type="checkbox"/> categoría I | <input type="checkbox"/> categoría II | <input type="checkbox"/> categoría III | <input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI | | | CE |
| reglamento médico (EU) 2017/425 | <input checked="" type="checkbox"/> clase I | <input type="checkbox"/> clase II | <input type="checkbox"/> clase III | <input type="checkbox"/> estéril | <input type="checkbox"/> con función de medición | <input type="checkbox"/> no es dispositivo médico | |
| Contacto con alimentos (EG) 1935/2004 | <input type="checkbox"/> alimentos ácidos | <input type="checkbox"/> alimentos acuosos | <input type="checkbox"/> alimentos grasos | <input type="checkbox"/> alimentos con alcohol | <input type="checkbox"/> alimentos secos | <input checked="" type="checkbox"/> no contacto con alimentos | |

| NORMAS | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| material comprobado según | <input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 14126 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 16603 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 16604 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22610 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22611 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 22612 | |
| | <input type="checkbox"/> EN ISO 13688 | <input type="checkbox"/> EN 13034 | | | | | |

ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y**

Descripción **MED-COMFORT**
Abrigos de vellón
con revestimiento de PE



| DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE | |
|------------------------------------|---------------|
| general | |
| material | bolsa |
| piezas por subembalaje | 10 |
| GTIN subembalaje azul [B] | - |
| GTIN subembalaje verde [G] | - |
| GTIN subembalaje naranja [O] | - |
| GTIN subembalaje rojo [R] | - |
| GTIN subembalaje blanco [W] | - |
| GTIN subembalaje amarillo [Y] | 4044941022451 |
| GTIN subembalaje azul claro [LB] | - |
| GTIN subembalaje azul oscuro [DB] | - |
| GTIN subembalaje verde oscuro [DG] | - |
| GTIN subembalaje gris [GRAY] | - |
| medidas y tamaños | |
| largo | 430 mm |
| ancho | 330 mm |
| alto | - |
| pesos | |
| tamaño | peso bruto* |
| L/XL | 650 g |

| DATOS LOGISTICOS DEL PALET | |
|----------------------------|-------------|
| general | |
| tipo de palet | europalet |
| medidas y tamaños | |
| cartones por posición | 6 |
| posiciones por palet | 6 |
| altura del palet | 201 cm |
| pesos | |
| tamaño | peso bruto* |
| L/XL | 277 kg |

| DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR | |
|--|---------------|
| general information | |
| material | cartón |
| subembalajes por embalaje exterior | 10 |
| GTIN embalaje exterior azul [B] | - |
| GTIN embalaje exterior verde [G] | - |
| GTIN embalaje exterior naranja [O] | - |
| GTIN embalaje exterior rojo [R] | - |
| GTIN embalaje exterior blanco [W] | - |
| GTIN embalaje exterior amarillo [Y] | 4044941022468 |
| GTIN embalaje exterior azul claro [LB] | - |
| GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB] | - |
| GTIN embalaje exterior verde oscuro [DG] | - |
| GTIN embalaje exterior gris [GRAY] | - |
| medidas y tamaños | |
| largo | 450 mm |
| ancho | 280 mm |
| alto | 310 mm |
| pesos | |
| tamaño | peso bruto* |
| L/XL | 7.000 g |

ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y**

Descripción **MED-COMFORT**
Abrigos de vellón
con revestimiento de PE



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

| | |
|--|--|
| Almacenamiento/ Caducidad | Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase. |
| Utilización y revisión | Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso |
| Eliminación de residuos | El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica. |
| Advertencias | Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego. |
| instrucciones para vestirse y desvestirse | FORMA DE PONÉRSELO: - Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. - Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). - Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. MÉTODO DE RETIRADA: - Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci |

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

rev-no.: 2026-01
date: 06. 01.2026

Sous réserve de modifications et d'erreurs.