

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



GRÖßEN	
	L/XL
Breite	138 cm
Länge	138 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Polyester mit PU-Beschichtung	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP) mit PE-Beschichtung		
Farbe	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]	<input type="checkbox"/> Grau [GRAY]				
Verschuß	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluss	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluss			
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input type="checkbox"/> Kragen	<input checked="" type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input checked="" type="checkbox"/> einzeln gefaltet
	<input type="checkbox"/> maschinenwaschbar						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	

NORMUNG							
Material geprüft in Anlehnung an	<input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16603	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16604	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22610	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22611	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Beutel
Stück pro Unterverpackung	10
GTIN Unterverpackung Blau [B]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	4044941022451
GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Unterverpackung Dunkelgrün [DG]	-
GTIN Unterverpackung Gau [GRAU]	-
Maße & Größe	
Länge	430 mm
Breite	330 mm
Höhe	-
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
L/XL	650 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	6
Lagen pro Palette	6
Palettenhöhe	201 cm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
L/XL	277 kg

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	10
GTIN Umverpackung Blau [B]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	-
GTIN Umverpackung Rot [R]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	4044941022468
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Umverpackung Dunkelgrün [DG]	-
GTIN Umverpackung Grau [GRAY]	-
Maße & Größe	
Länge	450 mm
Breite	280 mm
Höhe	310 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
L/XL	7.000 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05561-Y**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Vlieskittel
mit PE-Beschichtung



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ART DES ANZIEHENS: <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. • Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). • Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen. ART DES AUSZIEHENS: <ul style="list-style-type: none"> • Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2026-01
Datum 06. 01.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten