

## ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y**

Descripción **MED-COMFORT**  
Abrigos de vellón  
con revestimiento de PE



TAMAÑOS	
	L/XL
ancho	138 cm
largo	138 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input checked="" type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input checked="" type="checkbox"/> puños de jersey	<input type="checkbox"/> puños elásticos	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input type="checkbox"/> cuello alto	<input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input checked="" type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y**

Descripción **MED-COMFORT**  
Abrigos de vellón  
con revestimiento de PE



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
<b>general</b>		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	10	
GTIN subembalaje azul [B]	-	
GTIN subembalaje verde [G]	-	
GTIN subembalaje naranja [O]	-	
GTIN subembalaje rojo [R]	-	
GTIN subembalaje blanco [W]	-	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	4044941022451	
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-	
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-	
GTIN subembalaje verde oscuro [DG]	-	
<b>medidas y tamaños</b>		
largo	430 mm	
ancho	330 mm	
alto	-	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
L/XL	650 g	655 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
<b>general</b>		
tipo de palet	europalet	
<b>medidas y tamaños</b>		
cartones por posición	4	
posiciones por palet	6	
altura del palet	201	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
L/XL	169 g	194 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
<b>general information</b>		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	-	
GTIN embalaje exterior verde [G]	-	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-	
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	4044941022468	
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-	
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-	
GTIN embalaje exterior verde oscuro [DG]	-	
<b>medidas y tamaños</b>		
largo	500 mm	
ancho	280 mm	
alto	310 mm	
<b>pesos</b>		
<b>tamaño</b>	<b>peso neto</b>	<b>peso bruto</b>
L/XL	6.550 g	7.050 g

## ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y**

Descripción **MED-COMFORT**  
**Abrigos de vellón**  
**con revestimiento de PE**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento/ Caducidad</b>	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
<b>Utilización y revisión</b>	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
<b>Eliminación de residuos</b>	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
<b>Advertencias</b>	Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.
<b>instrucciones para vestirse y desvestirse</b>	<b>FORMA DE PONÉRSELO:</b> - Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. - Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). - Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. <b>MÉTODO DE RETIRADA:</b> - Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci