

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09851**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Aneroid Blutdruckmessgerät



MAßE*					
Schlauch Länge	Durchmesser				
700 mm	60 mm				

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ Klettman- schatte aus Nylon	☒ Schlauch PVC	☒ Manometer verchromt	☒ Druckball PVC	☐ Papier	☐ metalisierte PET-Folie	
Farbe	☐ Blau [B]	☐ Cedro [C]	☐ Dunkelblau [DB]	☐ Grün [G]	☐ Grün-Opak [GO]	☐ Lila [L]	☐ Hellblau [LB]
	☐ Lime [LIME]	☐ Mix [MIX] schwarz, cedro, lila, rosa, hellblau	☐ Orange [O]	☐ Pink [P]	☐ Rot [R]	☐ Rose [ROSE]	☒ Schwarz [SCH]
	☐ Transpa- rent [T]	☐ Violett [V]	☐ Weiß [W]	☐ Weinrot [WR]	☐ Gelb [Y]	☐ Silber	☐
Eigenschaft	☒ Mehrweg	☐ ein- schneidig	☐ 5-lagig	☐ fusselfrei	☐ 9-lagig	☐ bis -45°C	
Inhaltsstoffe	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% Wasser	☐ 70 % Isopropyl- Alkohol	☐ latexfrei	☐ Gemisch aus Propan / Butan / Isobutan		
Bemerkung	Zwei-Schlauch-System; Druckball schwarz mit Griff aus Edelstahl; Manschette schwarz ohne Bügelring, für Erwachsene geeignet 25-40 cm Umfang, einzeln im schwarzen Nylonbeutel; Skala weiß, mit Gerätenummer und Stoßschutz						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA- Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☒ mit Mess- funktion	☐ kein Medizin- produkt	
Lebensmittel- Kontakt (EG) 1935/2004	☐ saure Lebens- mittel	☐ wässrige Lebens- mittel	☐ fette Lebens- mittel	☐ alkohol. Lebens- mittel	☐ trockene Lebens- mittel	☒ nicht für Lebens- mittel geeignet	

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09851**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Aneroid Blutdruckmessgerät



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	1
GTIN Unterverpackung Blau [B]	-
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-
GTIN Unterverpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterverpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz	4044941031248
Maße & Größe	
Länge	185 mm
Breite	110 mm
Höhe	75 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	475 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	50
GTIN Umverpackung Blau [B]	-
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Umverpackung Rot [R]	-
GTIN Umverpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Schwarz	4044941031255
Maße & Größe	
Länge	560 mm
Breite	390 mm
Höhe	400 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	24.250 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	4
Lagen pro Palette	4
Palettenhöhe	175 cm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	413 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09851**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Aneroid Blutdruckmessgerät



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Nutzung und Überprüfung	Vor jeder Anwendung auf sichtbare Schäden prüfen. Nur bestimmungsgemäß und mit einer geeigneten Manschette verwenden. Manschette korrekt am Oberarm anlegen. Regelmäßig auf Dichtheit, Beschädigungen und korrekte Funktion überprüfen.
Reinigungshinweise	Vor und nach der Benutzung mit Wischdesinfektion reinigen. Keine aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden.
Entsorgung	Das Produkt gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgen.
Warnhinweise / Sicherheitsinformationen	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Legen Sie die Manschette nicht zu fest an und brechen Sie die Messung bei Schmerzen oder Taubheitsgefühl sofort ab.

Rev.-Nr.: 2026-01
Datum 06.10.2026

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Änderungen & Irrtümer vorbehalten