

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09097**
Descripción: **MED-COMFORT**
funda protectora de cama
reutilizable



DIMENSIONES	
longitud	750 cm
anchura	900 cm
altura	-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☐ polypropylene (PP)	☐ polyethylene (PE)	☐ PP fleece with PE coating	☐ cellulose with PE film	☒ 1ª capa: Poliéster, blanco 2ª capa: Núcleo absorbente de viscosa 3ª capa: Barrera contra líquidos de poliuretano 4ª capa: Poliéster, azul		
color	☒ blanco	☒ azul	☐ verde	☐ amarillo	☐ rojo	☐ negro	
característica	☐ martillado	☐ 2 capas	☐ 8 hilos	☒ lavable hasta 90°C	☒ reutilizable		
volumen de aspiración/absorción	☐ ca. 200 ml	☐ ca. 525 ml	☐ ca. 780 ml	☐ 382 ml ± 10%	☐ 915 ml ± 10%	☐ 1.200 ml ± 10%	☒ 1.300 ml ± 10%
perforación	☐ 38 cm	☐ 50 cm					

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☒ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de edición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácidos	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimenticios	

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	bag
piezas por subembalaje	1
EAN subembalaje	4044941756394
medidas y tamaños	
largo	350 mm
ancho	320 mm
alto	-
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	335 g
PZN/PPN	
PZN	20048894
PPN	112004889436

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	euro-palette
medidas y tamaños	
cartones por posición	4
posiciones por palet	6
altura del palet	189 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	198 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	carton
subembalajes por embalaje exterior	20
EAN embalaje exterior	4044941756400
medidas y tamaños	
largo	520 mm
ancho	310 mm
alto	290 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	7.200 g

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09097**
Descripción: **MED-COMFORT**
funda protectora de cama
reutilizable



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Uso e inspección	Coloque el lado azul hacia abajo sobre la camilla y el lado blanco hacia arriba para garantizar una absorción óptima de líquidos. Compruebe el producto antes de usarlo para asegurarse de que esté en perfectas condiciones y sustitúyalo si es necesario.
Instrucciones de limpieza	Lavable a máquina hasta 90 grados, apto para secadora, no planchar, no blanquear, no limpiar en seco.
Eliminación	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias / información de seguridad	Tenga en cuenta las instrucciones de cuidado. Sólo para uso externo y únicamente para el fin previsto. No utilizar si el producto está dañado.