

Ficha Técnica

Artículo Nr.: 09157-100
Marca/ MED-COMFORT
Descripción: Barritas de glicerina para la higiene bucal con sabor a limón



DIMENSIONES		
	Longitud	Diámetro
Palo	100,0 mm	3,7 mm
Cabeza	27,0 mm	9,0 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
Material palo	☐ Madera	☐ Plástico	☒ Polipropileno (PP)				
Material cabeza de algodón	☐ Algodón	☐ Mezcla de algodón	☒ 50% algodón 50% rayón				
Descripción							

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	☒ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de medición	☐ no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácidos	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimenticios	

Ficha Técnica

Artículo Nr.: 09157-100
Marca/ MED-COMFORT
Descripción: Barritas de glicerina para la higiene bucal con sabor a limón



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material		cartón
piezas por subembalaje		75
GTIN subembalaje		4044941039978
medidas y tamaños		
largo		145 mm
ancho		85 mm
alto		150 mm
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	190 g	200 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
generell information		
material		cartón
subembalajes por embalaje exterieur		25
GTIN embalaje exterieur		4044941039961
medidas y tamaños		
largo		440 mm
ancho		310 mm
alto		330 mm
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	5.000 g	5.500 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet		europalet
medidas y tamaños		
cartones por posición		6
posiciones por palet		5
altura del palet		182 cm
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	165 kg	190 kg

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09157-100**
 Marca/ **MED-COMFORT**
 Descripción: **Barritas de glicerina para la higiene bucal con sabor a limón**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras).
Utilización y revisión	Utilice el producto únicamente con las manos limpias o con guantes para garantizar las propiedades higiénicas del producto.
Eliminación de residuos	Elimine el producto usado de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencia	Atención: Sólo para uso externo