

ficha técnica

Nº de artículo **02105-B**

Descripción **MED-COMFORT**
protector bucal
4 capas, para atar
con fog-stop



DIMENSIONS	
largo	ancho
175 mm	95 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> tejido de PP	<input type="checkbox"/> papel					
color	<input checked="" type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> berry [Berry]	<input type="checkbox"/> bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> morado [L]
	<input type="checkbox"/> limón [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] amarillo, azul, naranja, rosa, verde	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> plateado/gris [PT]
	<input type="checkbox"/> azul estampado [DB]	<input type="checkbox"/> vino tinto estampado [WR]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> negro-rojo-oro	<input type="checkbox"/> clean-ocean/verde océano [CO]		
características	<input checked="" type="checkbox"/> tipo IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 4 capas	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> con válvula	<input checked="" type="checkbox"/> anti-fog	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> con filtro de carbón activado
observaciones	capacidad de filtración bacteriana $\geq 98\%$, protección contra salpicaduras ≥ 16 kPa						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

ficha técnica

Nº de artículo **02105-B**

Descripción **MED-COMFORT**
protector bucal
4 capas, para atar
con fog-stop



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
general	
material	cartón
piezas por subembalaje	50
GTIN subembalaje azul [B]	4044941730585
GTIN subembalaje berry [Berry]	-
GTIN subembalaje bordeaux [BR]	-
GTIN subembalaje cedro [C]	-
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje lagoon [Lagoon]	-
GTIN subembalaje morado [L]	-
GTIN subembalaje limón [Lime]	-
GTIN subembalaje azul mix [Mix]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	-
GTIN subembalaje rosa [P]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje plateado [PT]	-
GTIN subembalaje azul estampado [DB]	-
GTIN subembalaje vino tinto estamp. [WR]	-
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje negro-rojo-oro	-
GTIN subembalaje clean-ocean [CO]	-
medidas y tamaños	
largo	190 mm
ancho	110 mm
alto	130 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	285 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	7
posiciones por palet	6
altura del palet	183
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	166 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	10
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941730592
GTIN embalaje exterior berry [Berry]	-
GTIN embalaje exterior bordeaux [BR]	-
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	-
GTIN embalaje exterior lagoon [Lagoon]	-
GTIN embalaje exterior morado [L]	-
GTIN embalaje exterior limón [Lime]	-
GTIN embalaje exterior azul mix [Mix]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje exterior plateado [PT]	-
GTIN embalaje exterior azul est. [DB]	-
GTIN embalaje exterior vino tinto est. [WR]	-
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje exterior negro-rojo-oro	-
GTIN embalaje exterior clean-ocean [CO]	-
medidas y tamaños	
largo	570 mm
ancho	205 mm
alto	280 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	3.350 g

ficha técnica

Nº de artículo **02105-B**

Descripción **MED-COMFORT**
protector bucal
4 capas, para atar
con fog-stop



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Guarde el protector bucal en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No guardar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo de caducidad real en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilización y revisión	«Utilice siempre las mascarillas sólo para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que la mascarilla facial es adecuada para el uso previsto. Cambie la mascarilla cuando esté completamente empapada. Desinfectarse las manos después de quitarse la mascarilla».
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eliminación de residuos	Las mascarillas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Las mascarillas no utilizadas pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advertencias	Cambia la mascarilla cuando esté completamente empapada. El artículo es altamente inflamable - manténgalo alejado del calor y/o del fuego.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

instrucciones para vestirse y desvestirse	COLOCACIÓN Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz de la cara y fíjela en su sitio con correas o presillas para las orejas. Ajuste la pinza nasal flexible a la forma de la cara para que salga el menor aire posible por el extremo superior. RETIRAR: Afloje las correas para retirar la mascarilla de la cara. No toque el material polar. Desinfectese las manos después de desechar la mascarilla facial.
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rev-no.: 2025-01
date: 17. 11.2025

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas