

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09271-F**
Bezeichnung: **TOP-COMFORT**
Urinflasche
für Frauen



MAßE		
Länge	Breite	Höhe
270 mm	80 mm	115 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material Flasche	☒ Polypropylen (PP)	☐ Polyethylen (PE)	☐ Polycarbonat (PC)	☐ Polyvinylchlorid			
Material Deckel	☒ Polypropylen (PP)	☐ Polyethylen (PE)	☐ Polycarbonat (PC)				
Farbe Flasche	☒ milchig	☐ transparent					
Farbe Deckel	☐ blau	☒ weiß					
Eigenschaft	☒ desinfizierbar	☒ autoklavierbar bis 130°C	☐ autoklavierbar bis 90°C	☐ eckig	☐ autoklavierbar bis 60°C		

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☐ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Messfunktion	☒ kein Medizinprodukt	

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Beutel
Stück pro Unterverpackung	1
GTIN Unterverpackung	4044941043463
Maße & Größe	
Länge	470 mm
Breite	180 mm
Höhe	-
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht
uni	180 g

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	25
GTIN Umverpackung	4044941042992
Maße & Größe	
Länge	500 mm
Breite	300 mm
Höhe	450 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht
uni	5.000 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	4
Lagen pro Palette	4
Palettenhöhe	195 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht
uni	105 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09271-F**
Bezeichnung: **TOP-COMFORT**
Urinflasche
für Frauen



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Nutzung und Überprüfung	Kontrollieren Sie das Produkt vor der ersten Verwendung sowie regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf. Nach der Nutzung den Deckel ordnungsgemäß verschließen, um Geruchsbildung zu minimieren. Den Inhalt der Flasche nicht in der Umwelt entsorgen. Bei Bedarf die Flasche in einem verschlossenen Behälter transportieren. Beim Umgang mit der Flasche und ihrem Inhalt Handschuhe tragen.
Entsorgung	Gebrauchte Flaschen müssen gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Die Urinflasche ist ausschließlich zur Aufnahme von Urin bestimmt. Jede andere Nutzung kann zu hygienischen oder mechanischen Problemen führen. Urinflaschen sind nicht dafür ausgelegt, mit anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien verwendet zu werden.