

ficha técnica

Nº de artículo **02201**

Descripción **MED-COMFORT**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DIMENSIONS	
largo	ancho
175 mm	95 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☒ tejido de PP	☐ papel					
color	☒ azul [B]	☐ berry [Berry]	☒ bordeaux [BR]	☒ cedro [C]	☒ verde [G]	☐ lagoon [Lagoon]	☒ morado [L]
	☒ limón [Lime]	☒ Mix [Mix] amarillo, azul, naranja, rosa, verde	☒ naranja [O]	☒ rosa [P]	☒ blanco [W]	☒ amarillo [Y]	☐ plateado/gris [PT]
	☐ azul estampado [DB]	☐ vino tinto estampado [WR]	☐ negro [SCH]	☐ negro-rojo-oro	☐ clean-ocean/verde océano [CO]		
características	☒ tipo IIR	☒ 3 capas	☒ sin látex	☐ con válvula	☐ anti-fog	☒ bandas para las orejas	☐ con filtro de carbón activado
observaciones	capacidad de filtración bacteriana $\geq 98\%$, protección contra salpicaduras ≥ 16 kPa						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	☒ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de medición	☐ no es dispositivo médico	

NORMAS							
probado de acuerdo a	☒ EN 14683:2019	☐ EN 149:2001					

ficha técnica

Nº de artículo **02201**

Descripción **MED-COMFORT**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	cartón	
piezas por subembalaje	50	
GTIN subembalaje azul [B]	4044941030753	
GTIN subembalaje berry [Berry]	-	
GTIN subembalaje bordeaux [BR]	4044941711874	
GTIN subembalaje cedro [C]	4044941706948	
GTIN subembalaje verde [G]	4044941030760	
GTIN subembalaje lagoon [Lagoon]	-	
GTIN subembalaje morado [L]	4044941031019	
GTIN subembalaje limón [Lime]	4044941029986	
GTIN subembalaje azul mix [Mix]	4044941030982	
GTIN subembalaje naranja [O]	4044941030777	
GTIN subembalaje rosa [P]	4044941030784	
GTIN subembalaje blanco [W]	4044941030746	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	4044941030791	
GTIN subembalaje plateado [PT]	-	
GTIN subembalaje azul estampado [DB]	-	
GTIN subembalaje vino tinto estamp. [WR]	-	
GTIN subembalaje negro [SCH]	-	
GTIN subembalaje negro-rojo-oro	-	
GTIN subembalaje clean-ocean [CO]	-	
medidas y tamaños		
largo	180 mm	
ancho	100 mm	
alto	85 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	165 g	200 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	8	
posiciones por palet	8	
altura del palet	167	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	160 g	185 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941030814	
GTIN embalaje exterior berry [Berry]	-	
GTIN embalaje exterior bordeaux [BR]	4044941711881	
GTIN embalaje exterior cedro [C]	4044941706955	
GTIN embalaje exterior verde [G]	4044941030821	
GTIN embalaje exterior lagoon [Lagoon]	-	
GTIN embalaje exterior morado [L]	4044941031026	
GTIN embalaje exterior limón [Lime]	4044941029993	
GTIN embalaje exterior azul mix [Mix]	4044941030999	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	4044941030838	
GTIN embalaje exterior rosa [P]	4044941030845	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	4044941030807	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	4044941030852	
GTIN embalaje exterior plateado [PT]	-	
GTIN embalaje exterior azul est. [DB]	-	
GTIN embalaje exterior vino tinto est.[WR]	-	
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-	
GTIN embalaje exterior negro-rojo-oro	-	
GTIN embalaje exterior clean-ocean [CO]	-	
medidas y tamaños		
largo	520 mm	
ancho	190 mm	
alto	190 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	2.000 g	2.500 g

ficha técnica

Nº de artículo **02201**

Descripción **MED-COMFORT**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Guarde la mascarilla en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protéjala de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo de caducidad real en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
Utilización y revisión	«Utilice siempre las mascarillas sólo para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que la mascarilla facial es adecuada para el uso previsto. Cambie la mascarilla cuando esté completamente empapada. Desinfectarse las manos después de quitarse la mascarilla».
Eliminación de residuos	Las mascarillas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Las mascarillas no utilizadas pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	Cambia la mascarilla cuando esté completamente empapada. El artículo es altamente inflamable - manténgalo alejado del calor y/o del fuego.
instrucciones para vestirse y desvestirse	COLOCACIÓN Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz de la cara y fíjela en su sitio con correas o presillas para las orejas. Ajuste la pinza nasal flexible a la forma de la cara para que salga el menor aire posible por el extremo superior. RETIRAR: Afloje las correas para retirar la mascarilla de la cara. No toque el material polar. Desinfectese las manos después de desechar la mascarilla facial.

rev-no.: 5
date: 17.10.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas