

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05071-B-BLOCK-150**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PE-Einwegschürze**  
**medium, glatt, geblockt, im Beutel**



GRÖßEN	
	Uni
Breite	100 cm
Länge	150 cm

PRODUKTBSCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]
	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Dunkelgrün [DG]					
Verschuß	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> Reißverschluß	<input type="checkbox"/> Druckknöpfe	<input type="checkbox"/> Klettverschluß			
Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Trikotbündchen	<input type="checkbox"/> Gummizug-Bündchen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> Kapuze	<input type="checkbox"/> Kragen	<input type="checkbox"/> teillaminiert	<input type="checkbox"/> angenähte PE-Ärmelschoner
	<input type="checkbox"/> kürzbar durch Perforation	<input checked="" type="checkbox"/> geblockt	<input type="checkbox"/> Staubschutz	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> kurze Ärmel	<input type="checkbox"/> mit Pappaufhänger	<input type="checkbox"/> einzeln gefaltet

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittelkontakt	LF

NORMUNG							
geprüft nach	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05071-B-BLOCK-150**  
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PE-Einwegschürze**  
**medium, glatt, geblockt, im Beutel**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Beutel	
Stück pro Unterverpackung	50	
GTIN Unterverpackung	4044941021737	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	600 mm	
Breite	320 mm	
Höhe	-	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	2.655 g	2.660 g

LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	4	
GTIN Umverpackung	4044941021744	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	525 mm	
Breite	300 mm	
Höhe	115 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	10.640 g	11.140 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	5	
Lagen pro Palette	10	
Palettenhöhe	130 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	557 kg	582 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **05071-B-BLOCK-150**  
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**PE-Einwegschürze**  
**medium, glatt, geblockt, im Beutel**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
----------------------------------	---

<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
------------------------------------	--

<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
-------------------	---

<b>Warnhinweise</b>	Längeres Tragen kann zu Hitzebelastung führen. Dieses Produkt ist entflammbar - von Feuer fernhalten.
---------------------	--

<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<p>ART DES ANZIEHENS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.).</li> <li>• Öffnen Sie den Kittel und ziehen Sie sich ihn an. Achten Sie dabei darauf, dass das Kleidungsstück nicht reißt. Verschließen Sie den Kittel, indem Sie das Taillenband um ihren Körper wickeln und mit einer Schleife verschließen.</li> </ul> <p>ART DES AUSZIEHENS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösen Sie die Taillen- und Kragenbindungen und ziehen Sie den Schutzmantel aus.</li> </ul>
-------------------------------------	---