

ficha técnica

Nº de artículo **02420-GIRLS, 02400-KIDS**

Descripción **STYLE GIRLS, STYLE KIDS**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DIMENSIONS	
largo	ancho
145 mm	90 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> tejido de PP	<input type="checkbox"/> papel					
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> berry [Berry]	<input type="checkbox"/> bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> morado [L]
	<input type="checkbox"/> limón [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] amarillo, azul, naranja, rosa, verde	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input checked="" type="checkbox"/> rosa [GIRLS]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [KIDS]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> plateado/gris [PT]
	<input type="checkbox"/> azul estampado [DB]	<input type="checkbox"/> vino tinto estampado [WR]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> negro-rojo-oro	<input type="checkbox"/> clean-ocean/verde océano [CO]		
características	<input checked="" type="checkbox"/> tipo II	<input checked="" type="checkbox"/> 3 capas	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> con válvula	<input type="checkbox"/> anti-fog	<input checked="" type="checkbox"/> bandas para las orejas	<input type="checkbox"/> con filtro de carbón activado
observaciones	capacidad de filtración bacteriana \geq 98%						

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

ficha técnica

Nº de artículo **02420-GIRLS, 02400-KIDS**

Descripción **STYLE GIRLS, STYLE KIDS**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	cartón	
piezas por subembalaje	50	
GTIN subembalaje azul [B]	-	
GTIN subembalaje berry [Berry]	-	
GTIN subembalaje bordeaux [BR]	-	
GTIN subembalaje cedro [C]	-	
GTIN subembalaje verde [G]	-	
GTIN subembalaje lagoon [Lagoon]	-	
GTIN subembalaje morado [L]	-	
GTIN subembalaje limón [Lime]	-	
GTIN subembalaje azul mix [Mix]	-	
GTIN subembalaje naranja [O]	-	
GTIN subembalaje rosa [GIRLS]	4044941722634	
GTIN subembalaje blanco [KIDS]	4044941030708	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-	
GTIN subembalaje plateado [PT]	-	
GTIN subembalaje azul estampado [DB]	-	
GTIN subembalaje vino tinto estamp. [WR]	-	
GTIN subembalaje negro [SCH]	-	
GTIN subembalaje negro-rojo-oro	-	
GTIN subembalaje clean-ocean [CO]	-	
medidas y tamaños		
largo	160 mm	
ancho	100 mm	
alto	85 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	100 g	135 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	8	
posiciones por palet	8	
altura del palet	167	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	118 g	143 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	-	
GTIN embalaje exterior berry [Berry]	-	
GTIN embalaje exterior bordeaux [BR]	-	
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-	
GTIN embalaje exterior verde [G]	-	
GTIN embalaje exterior lagoon [Lagoon]	-	
GTIN embalaje exterior morado [L]	-	
GTIN embalaje exterior limón [Lime]	-	
GTIN embalaje exterior azul mix [Mix]	-	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-	
GTIN embalaje exterior rosa [GIRLS]	4044941722641	
GTIN embalaje exterior blanco [KIDS]	4044941030715	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-	
GTIN embalaje exterior plateado [PT]	-	
GTIN embalaje exterior azul est. [DB]	-	
GTIN embalaje exterior vino tinto est. [WR]	-	
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-	
GTIN embalaje exterior negro-rojo-oro	-	
GTIN embalaje exterior clean-ocean [CO]	-	
medidas y tamaños		
largo	520 mm	
ancho	170 mm	
alto	190 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	1.350 g	1.850 g

ficha técnica

Nº de artículo **02420-GIRLS, 02400-KIDS**

Descripción **STYLE GIRLS, STYLE KIDS**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Guarde el protector bucal en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No guardar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo de caducidad real en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	---

Utilización y revisión	«Utilice siempre las mascarillas sólo para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que la mascarilla facial es adecuada para el uso previsto. Cambie la mascarilla cuando esté completamente empapada. Desinfectarse las manos después de quitarse la mascarilla».
-----------------------------------	--

Eliminación de residuos	Las mascarillas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Las mascarillas no utilizadas pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---

Advertencias	Cambia la mascarilla cuando esté completamente empapada. El artículo es altamente inflamable - manténgalo alejado del calor y/o del fuego.
---------------------	---

instrucciones para vestirse y desvestirse	COLOCACIÓN Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz de la cara y fjela en su sitio con correas o presillas para las orejas. Ajuste la pinza nasal flexible a la forma de la cara para que salga el menor aire posible por el extremo superior. RETIRAR: Afloje las correas para retirar la mascarilla de la cara. No toque el material polar. Desinfectese las manos después de desechar la mascarilla facial.
--	--

rev-no.: 4
date: 25.10.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas