

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09300**
 Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Stethoskop
Schwestern Stethoskop



MAßE*					
Schlauch Länge	Schlauch Durchmesser				
600 mm	8 mm				

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ Kopf Aluminium Legierung	☒ Schlauch PVC	☒ Ohrstück PVC	☒ Membran PVC	☐ Papier	☐ metalisierte PET-Folie	
Farbe	☒ Blau [B]	☐ Cedro [C]	☐ Dunkelblau [DB]	☒ Grün [G]	☐ Grün-Opak [GO]	☐ Lila [L]	☐ Hellblau [LB]
	☐ Lime [LIME]	☐ Mix [MIX] schwarz, cedro, lila, rosa, hellblau	☐ Orange [O]	☐ Pink [P]	☒ Rot [R]	☐ Rose [ROSE]	☐ Schwarz [SCH]
	☐ Transpa- rent [T]	☐ Violett [V]	☐ Weiß [W]	☐ Weinrot [WR]	☒ Gelb [Y]	☐ Silber	☒ Schwarz
Eigenschaft	☐ zum einmaligen Gebrauch	☐ ein- schneidig	☐ 5-lagig	☐ fusselfrei	☐ 9-lagig	☐ bis -45°C	
Inhaltsstoffe	☐ 50% Urea (CAS 57-13-6)	☐ 50% Wasser	☐ 70 % Isopropyl-Alkohol	☐ latexfrei	☐ Gemisch aus Propan / Butan / Isobutan		
Bemerkung							

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse IIa	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Mess- funktion	☐ kein Medizin- produkt	
Lebensmittel- Kontakt (EG) 1935/2004	☐ saure Lebens- mittel	☐ wässrige Lebens- mittel	☐ fette Lebens- mittel	☐ alkohol. Lebens- mittel	☐ trockene Lebens- mittel	☒ nicht für Lebens- mittel geeignet	

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09300**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Stethoskop
Schwestern Stethoskop



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	1
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941040301
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Unterverpackung Rot [R]	4044941040325
GTIN Unterverpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterverpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	4044941040349
GTIN Unterverpackung Schwarz	4044941040288
Maße & Größe	
Länge	195 mm
Breite	100 mm
Höhe	20 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	90 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	4
Lagen pro Palette	8
Palettenhöhe	199 cm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	329 kg

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	100
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941040318
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Grün-Opak [GO]	-
GTIN Umverpackung Rot [R]	4044941040332
GTIN Umverpackung Rose [ROSE]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Weinrot [WR]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	4044941040356
GTIN Umverpackung Schwarz	4044941040295
Maße & Größe	
Länge	520 mm
Breite	400 mm
Höhe	230 mm
Gewichte zzgl. Toleranzen	
Größe	Bruttogewicht*
uni	9.500 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09300**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Stethoskop
Schwestern Stethoskop



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Nutzung und Überprüfung	Das Stethoskop darf nur bestimmungsgemäß und von entsprechend eingewiesenen Anwendern verwendet werden. Vor jeder Nutzung ist das Produkt auf sichtbare Beschädigungen, Verschmutzungen, lose Bauteile, Risse oder Funktionsbeeinträchtigungen zu überprüfen. Ein beschädigtes, verunreinigtes oder nicht einwandfrei funktionierendes Stethoskop darf nicht verwendet werden.
Reinigungshinweise	Reinigen und desinfizieren Sie das Stethoskop gemäß den vorgegebenen Hygieneanweisungen, insbesondere vor und nach jedem Patientenkontakt. Unsachgemäße Verwendung, mangelnde Reinigung oder die Nutzung beschädigter Komponenten kann zu fehlerhaften Untersuchungsergebnissen, Infektionsrisiken oder Verletzungen führen.
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise / Sicherheitsinformationen	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind.

*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2026-01
Datum 05.05.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten