

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09146**

Marca:

Descripción: **Lata para férulas dentales para adultos**



TAMAÑOS			
longitud cerrada	longitud abierto	Ø arriba	Ø inferior
77 mm	153 mm	77 mm	26 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylene (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylene (PE)					
colour	<input checked="" type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> verde opaco [GO]	<input type="checkbox"/> purpura [L]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]	<input checked="" type="checkbox"/> lime [LIME]	<input checked="" type="checkbox"/> naranja [O]
	<input checked="" type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> rosa transparente [PT]	<input type="checkbox"/> rosa claro [ROSE]	<input checked="" type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> violeta [V]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> vino tinto [WR]
	<input checked="" type="checkbox"/> amarillo [Y]						
characteristics	<input checked="" type="checkbox"/> para adultos	<input type="checkbox"/> para niños					

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácido	<input type="checkbox"/> alimentos acuosol	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con productos alimetos	

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09146**

Marca:

Descripción: **Lata para férulas dentales para adultos**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	10	
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	4044941708287	
GTIN subembalaje verde [G]	-	
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-	
GTIN subembalaje purpura [L]	-	
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-	
GTIN subembalaje lime [LIME]	4044941708300	
GTIN subembalaje naranja [O]	4044941708324	
GTIN subembalaje rosa [P]	4044941708348	
GTIN subembalaje rosa transp [PT]	-	
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-	
GTIN subembalaje negro [SCH]	4044941708362	
GTIN subembalaje violeta [V]	-	
GTIN subembalaje blanco [W]	4044941708386	
GTIN subembalaje wine rojo [WR]	-	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	4044941708409	
medidas y tamaños		
largo	200 mm	
ancho	470 mm	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	235 g	240 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	euro-palette	
medidas y tamaños		
cartones por posición	6	
posiciones por palet	6	
altura del palet	183 cm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	208 kg	233 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	22	
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	4044941708294	
GTIN embalaje exterior verde [G]	-	
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-	
GTIN embalaje exterior purpura [L]	-	
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-	
GTIN embalaje exterior lime [LIME]	4044941708317	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	4044941708331	
GTIN embalaje exterior rosa [P]	4044941708355	
GTIN embalaje exterior rosa transp. [PT]	-	
GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE]	-	
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	4044941708379	
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	4044941708393	
GTIN embalaje exterior wine rojo [WR]	-	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	4044941708416	
medidas y tamaños		
largo	380 mm	
ancho	320 mm	
alto	280 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	5.280 g	5.780 g

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09146**  
Marca:  
Descripción: **Lata para férulas dentales  
para adultos**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento/ Caducidad</b>	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras).
<b>Utilización y revisión</b>	Guardé siempre la ortesis o férula en la caja cuando no la utilice para evitar daños o pérdidas. Compruebe periódicamente si la caja presenta grietas u otros daños y sustitúyala si es necesario.
<b>Instrucciones de limpieza</b>	Limpiar con agua tibia y jabón suave antes del primer uso y a intervalos regulares para garantizar un almacenamiento higiénico. Apto para lavavajillas hasta 75 °C.
<b>Eliminación de residuos</b>	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.

rev-no.: 0  
date: 26. 11.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas