

ficha técnica

Nº de artículo **05010-W**

Descripción **MED-COMFORT**
Chaqueta de visitante de vellón PP
con 4 cabezales de impresión



TAMAÑOS					
	S	M	L	XL	XXL
ancho	65 cm	67 cm	69 cm	71 cm	73 cm
largo	106 cm	108 cm	110 cm	112 cm	114 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input checked="" type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input type="checkbox"/> puños de jersey	<input checked="" type="checkbox"/> puños elásticos	<input type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input checked="" type="checkbox"/> cuello alto	<input type="checkbox"/> Parcialmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input checked="" type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

ficha técnica

Nº de artículo **05010-W**

Descripción **MED-COMFORT**
Chaqueta de visitante de vellón PP
con 4 cabezales de impresión



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	1	
GTIN subembalaje tamaño S	4044941019901	
GTIN subembalaje tamaño M	4044941019918	
GTIN subembalaje tamaño L	4044941019925	
GTIN subembalaje tamaño XL	4044941019932	
GTIN subembalaje tamaño XXL	4044941019949	
medidas y tamaños		
largo	370 mm	
ancho	290 mm	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
S	56 g	58 g
M	59 g	61 g
L	63 g	65 g
XL	65 g	67 g
XXL	67 g	69 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general information		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	50	
GTIN embalaje exterior tamaño S	4044941019963	
GTIN embalaje exterior tamaño M	4044941019970	
GTIN embalaje exterior tamaño L	4044941019987	
GTIN embalaje exterior tamaño XL	4044941019994	
GTIN embalaje exterior tamaño XXL	4044941010006	
medidas y tamaños		
largo	326 mm	
ancho	266 mm	
alto	240 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
S	2.900 g	3.400 g
M	3.050 g	3.550 g
L	3.250 g	3.750 g
XL	3.350 g	3.850 g
XXL	3.450 g	3.950 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	10	
posiciones por palet	6	
altura del palet	159	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
S	204 kg	229 kg
M	213 kg	238 kg
L	225 kg	250 kg
XL	231 kg	256 kg
XXL	237 kg	262 kg

ficha técnica

Nº de artículo **05010-W**

Descripción **MED-COMFORT**
Chaqueta de visitante de vellón PP
con 4 cabezales de impresión



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	--

Utilización y revisión	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
-----------------------------------	--

Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---

Advertencias	Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.
---------------------	---

instrucciones para vestirse y desvestirse	FORMA DE PONÉRSELO: - Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. - Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). - Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. MÉTODO DE RETIRADA: - Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci
--	---

rev-no.: 6
date: 21. 10.2024

Sous réserve de modifications et d'erreurs.