

## ficha técnica


Nº de artículo **05550-DB**

Descripción **MED-COMFORT**  
Abrigo de visitante PP-Fleece  
heavy



| TAMAÑOS |        |
|---------|--------|
|         | L/XL   |
| ancho   | 150 cm |
| largo   | 115 cm |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |  |  |   |   |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| material                 | <input checked="" type="checkbox"/> Polipropileno (PP)         | <input type="checkbox"/> Polietileno (PE)  | <input type="checkbox"/> SMS                  |   |  |  |   |
| color                    | <input type="checkbox"/> azul [B]                              | <input type="checkbox"/> verde [G]         | <input type="checkbox"/> naranja [O]          | <input type="checkbox"/> rojo [R]         | <input type="checkbox"/> blanco [W]    | <input type="checkbox"/> amarillo [Y]          | <input type="checkbox"/> azul claro [LB]                    |
|                          | <input checked="" type="checkbox"/> azul oscuro [DB]           | <input type="checkbox"/> verde oscuro [DG] |   |   |  |  |   |
| cierre                   | <input checked="" type="checkbox"/> para atar                  | <input type="checkbox"/> cremallera        | <input type="checkbox"/> pulsadores           | <input type="checkbox"/> cierre de velcro |  |  |   |
| características          | <input checked="" type="checkbox"/> puños de jersey            | <input type="checkbox"/> puños elásticos   | <input checked="" type="checkbox"/> sin látex | <input type="checkbox"/> capucha          | <input type="checkbox"/> cuello alto   | <input type="checkbox"/> Parcialmente laminado | <input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos   |
|                          | <input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación | <input type="checkbox"/> bloqueados        | <input type="checkbox"/> cubierta de polvo    | <input type="checkbox"/> martillada       | <input type="checkbox"/> mangas cortas | <input type="checkbox"/> con percha de cartón  | <input checked="" type="checkbox"/> plegado individualmente |

| REQUISITOS DE REGULACIÓN              |  |   |  |   |   |  |   |
|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| EPI Reglamento (EU) 2016/425          | <input type="checkbox"/> categoría I                 | <input type="checkbox"/> categoría II                 | <input type="checkbox"/> categoría III               | <input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI |   |  |   |
| reglamento médico (EU) 2017/425       | <input type="checkbox"/> clase I                     | <input type="checkbox"/> clase II                     | <input type="checkbox"/> clase III                   | <input type="checkbox"/> estéril                          | <input type="checkbox"/> con función de medición    | <input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico |   |
| Contacto con alimentos (EG) 1935/2004 | <input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos | <input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos | <input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos | <input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol | <input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos | <input type="checkbox"/> no contacto con alimentos           |  |

| NORMAS               |                                       |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |  |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| probado de acuerdo a | <input type="checkbox"/> DIN EN 14126 | <input type="checkbox"/> ISO 16603 | <input type="checkbox"/> ISO 16604 | <input type="checkbox"/> ISO 22610 | <input type="checkbox"/> ISO 22611 | <input type="checkbox"/> ISO 22612 |  |
|                      | <input type="checkbox"/> EN ISO 13688 | <input type="checkbox"/> EN 13034  |                                    |                                    |                                    |                                    |  |

## ficha técnica

Nº de artículo **05550-DB**

Descripción **MED-COMFORT**  
Abrigo de visitante PP-Fleece  
heavy



| DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE   |                  |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>general</b>                     |                  |                   |
| material                           | bolsa            |                   |
| piezas por subembalaje             | 10               |                   |
| GTIN subembalaje azul [B]          | -                |                   |
| GTIN subembalaje verde [G]         | -                |                   |
| GTIN subembalaje naranja [O]       | -                |                   |
| GTIN subembalaje rojo [R]          | -                |                   |
| GTIN subembalaje blanco [W]        | -                |                   |
| GTIN subembalaje amarillo [Y]      | -                |                   |
| GTIN subembalaje azul claro [LB]   | -                |                   |
| GTIN subembalaje azul oscuro [DB]  | 4044941021430    |                   |
| GTIN subembalaje verde oscuro [DG] | -                |                   |
| <b>medidas y tamaños</b>           |                  |                   |
| largo                              | 480 mm           |                   |
| ancho                              | 400 mm           |                   |
| alto                               | -                |                   |
| <b>pesos</b>                       |                  |                   |
| <b>tamaño</b>                      | <b>peso neto</b> | <b>peso bruto</b> |
| L/XL                               | 837 g            | 842 g             |

| DATOS LOGISTICOS DEL PALET |                  |                   |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>general</b>             |                  |                   |
| tipo de palet              | europalet        |                   |
| <b>medidas y tamaños</b>   |                  |                   |
| cartones por posición      | 4                |                   |
| posiciones por palet       | 5                |                   |
| altura del palet           | 212,5            |                   |
| <b>pesos</b>               |                  |                   |
| <b>tamaño</b>              | <b>peso neto</b> | <b>peso bruto</b> |
| L/XL                       | 178 g            | 203 g             |

| DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>general information</b>               |                  |                   |
| material                                 | cartón           |                   |
| subembalajes por embalaje exterior       | 10               |                   |
| GTIN embalaje exterior azul [B]          | -                |                   |
| GTIN embalaje exterior verde [G]         | -                |                   |
| GTIN embalaje exterior naranja [O]       | -                |                   |
| GTIN embalaje exterior rojo [R]          | -                |                   |
| GTIN embalaje exterior blanco [W]        | -                |                   |
| GTIN embalaje exterior amarillo [Y]      | -                |                   |
| GTIN embalaje exterior azul claro [LB]   | -                |                   |
| GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]  | 4044941021447    |                   |
| GTIN embalaje exterior verde oscuro [DG] | -                |                   |
| <b>medidas y tamaños</b>                 |                  |                   |
| largo                                    | 560 mm           |                   |
| ancho                                    | 320 mm           |                   |
| alto                                     | 395 mm           |                   |
| <b>pesos</b>                             |                  |                   |
| <b>tamaño</b>                            | <b>peso neto</b> | <b>peso bruto</b> |
| L/XL                                     | 8.420 g          | 8.920 g           |

## ficha técnica

Nº de artículo **05550-DB**

Descripción **MED-COMFORT**  
**Abrigo de visitante PP-Fleece**  
**heavy**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

|  |   |
|--|---|
| <b>Almacenamiento/<br/>Caducidad</b>                     | Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.            |
| <b>Utilización y<br/>revisión</b>                        | Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.).<br>Este producto está destinado a un solo uso  |
| <b>Eliminación de<br/>residuos</b>                       | El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.   |
| <b>Advertencias</b>                                      | Un uso prolongado puede provocar estrés térmico.<br>Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.   |
| <b>instrucciones para<br/>vestirse y<br/>desvestirse</b> | <b>FORMA DE PONÉRSELO:</b><br>- Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto.<br>- Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.).<br>- Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo.<br><b>MÉTODO DE RETIRADA:</b><br>- Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci |