

ficha técnica

Nº de artículo **02420**

Descripción **STYLE by Med-Comfort**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DIMENSIONS	
largo	ancho
175 mm	95 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☒ tejido de PP	☐ papel					
color	☐ azul [B]	☐ berry [Berry]	☐ bordeaux [BR]	☐ cedro [C]	☐ verde [G]	☐ lagoon [Lagoon]	☐ morado [L]
	☐ limón [Lime]	☐ Mix [Mix] amarillo, azul, naranja, rosa, verde	☐ naranja [O]	☐ rosa [P]	☐ blanco [W]	☐ amarillo [Y]	☐ plateado/gris [PT]
	☒ azul estampado [DB]	☒ vino tinto estampado [WR]	☒ negro [SCH]	☐ negro-rojo-oro	☐ clean-ocean/verde océano [CO]		
características	☒ tipo II	☒ 3 capas	☒ sin látex	☐ con válvula	☐ anti-fog	☒ bandas para las orejas	☐ con filtro de carbón activado
observaciones	capacidad de filtración bacteriana $\geq 98\%$						

REQUISITOS DE REGULACIÓN						
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no es un artículo EPI		
reglamento médico (EU) 2017/425	☒ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de medición	☐ no es dispositivo médico
						CE

NORMAS							
probado de acuerdo a	☒ EN 14683:2019	☐ EN 149:2001					

ficha técnica

Nº de artículo **02420**

Descripción **STYLE by Med-Comfort**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
general	
material	cartón
piezas por subembalaje	50
GTIN subembalaje azul [B]	-
GTIN subembalaje berry [Berry]	-
GTIN subembalaje bordeaux [BR]	-
GTIN subembalaje cedro [C]	-
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje lagoon [Lagoon]	-
GTIN subembalaje morado [L]	-
GTIN subembalaje limón [Lime]	-
GTIN subembalaje azul mix [Mix]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	-
GTIN subembalaje rosa [P]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje plateado [PT]	-
GTIN subembalaje azul estampado [DB]	4044941031941
GTIN subembalaje vino tinto estamp. [WR]	4044941031385
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje negro-rojo-oro	-
GTIN subembalaje clean-ocean [CO]	-
medidas y tamaños	
largo	180 mm
ancho	100 mm
alto	90 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	165 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	8
posiciones por palet	8
altura del palet	175
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	163 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	10
GTIN embalaje exterior azul [B]	-
GTIN embalaje exterior berry [Berry]	-
GTIN embalaje exterior bordeaux [BR]	-
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	-
GTIN embalaje exterior lagoon [Lagoon]	-
GTIN embalaje exterior morado [L]	-
GTIN embalaje exterior limón [Lime]	-
GTIN embalaje exterior azul mix [Mix]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
GTIN embalaje exterior plateado [PT]	-
GTIN embalaje exterior azul est. [DB]	4044941031958
GTIN embalaje exterior vino tinto est. [WR]	4044941031392
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje exterior negro-rojo-oro	-
GTIN embalaje exterior clean-ocean [CO]	-
medidas y tamaños	
largo	520 mm
ancho	190 mm
alto	200 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	2.150 g

ficha técnica

Nº de artículo **02420**

Descripción **STYLE by Med-Comfort**
protector bucal
3 capas, con cinta elástica



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Guarde el protector bucal en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No guardar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo de caducidad real en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
Utilización y revisión	«Utilice siempre las mascarillas sólo para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que la mascarilla facial es adecuada para el uso previsto. Cambie la mascarilla cuando esté completamente empapada. Desinfectarse las manos después de quitarse la mascarilla».
Eliminación de residuos	Las mascarillas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Las mascarillas no utilizadas pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	Cambia la mascarilla cuando esté completamente empapada. El artículo es altamente inflamable - manténgalo alejado del calor y/o del fuego.
instrucciones para vestirse y desvestirse	COLOCACIÓN Coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz de la cara y fíjela en su sitio con correas o presillas para las orejas. Ajuste la pinza nasal flexible a la forma de la cara para que salga el menor aire posible por el extremo superior. RETIRAR: Afloje las correas para retirar la mascarilla de la cara. No toque el material polar. Desinfectese las manos después de desechar la mascarilla facial.

rev-no.: 2025-01
date: 30. 06.2025

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas