

## Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr.: 02105-B**

**Bezeichnung: MED-COMFORT**

**Mundschutz**

**4-Lagig, zum Binden  
mit Fog-Stop**



<b>MAÙE</b>	
<b>Länge</b>	<b>Breite</b>
175 mm	95 mm

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>							
<b>Material</b>	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier					
<b>Farbe</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Berry [Berry]	<input type="checkbox"/> Bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> Cedro [C]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> Lila [L]
	<input type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Pink [P]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Platinum/ Grau [PT]
	<input type="checkbox"/> Blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> Weinrot gemustert [WR]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Schwarz-Rot- Gold	<input type="checkbox"/> Clean Ocean / Ozeangrün [CO]		
<b>Eigenschaften</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Typ IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> mit Ventil	<input checked="" type="checkbox"/> Antifog	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> mit Aktiv- kohlefilter
<b>Bemerkung</b>	Bakterielle Filterleistung ≥ 98%, Spritzwiderstand ≥ 16 kPa						

<b>REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN</b>							
<b>PSA-Verordnung (EU) 2016/425</b>	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA- Artikel			
<b>MP-Verordnung (EU) 2017/745</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Mess- funktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin- Produkt	

<b>geprüft nach</b>	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					
---------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02105-B**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Mundschutz**  
**4-Lagig, zum Binden**  
**mit Fog-Stop**



<b>LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG</b>	
<b>Allgemeines</b>	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	50
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941730585
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR])	-
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Unterverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	-
<b>Maße &amp; Größe</b>	
Länge	190 mm
Breite	110 mm
Höhe	130 mm
<b>Gewichte</b>	
Größe	<b>Bruttogewicht*</b>
uni	285 g

<b>LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG</b>	
<b>Allgemeines</b>	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	10
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941730592
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Umverpackung Bordeaux ([BR])	-
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Umverpackung Lila [L]	-
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	-
GTIN Umverpackung Pink [P]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Umverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	-
<b>Maße &amp; Größe</b>	
Länge	570 mm
Breite	205 mm
Höhe	280 mm
<b>Gewichte</b>	
Größe	<b>Bruttogewicht*</b>
uni	3.350 g

<b>LOGISTISCHE DATEN PALETTE</b>	
<b>Allgemeines</b>	
Palettenart	Europalette
<b>Maße &amp; Größe</b>	
Kartons pro Lage	7
Lagen pro Palette	6
Palettenhöhe	183 cm
<b>Gewichte</b>	
Größe	<b>Bruttogewicht*</b>
uni	166 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02105-B**

Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Mundschutz**  
**4-Lagig, zum Binden**  
**mit Fog-Stop**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSGEWINDE

Lagerung/ Verfallzeit	Mundschutz in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
Entsorgung	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	<b>ANZIEHEN:</b> Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. <b>AUSZIEHEN:</b> Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entfernen des Mundschutzes Hände desinfizieren.

\* geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2025-01

Datum 17. 11.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten