

Scheda Tecnica

N° articolo **09271-F**
Descrizione: **TOP-COMFORT**
Bottiglia per urina
per donne



DIMENSIONE		
lunghezza	larghezza	altezza
270 mm	80 mm	115 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO							
materiale bottiglia	☒ Polipropilene (PP)	☐ Polietilene (PE)	☐ Policarbonato (PC)	☐ Polivinilcloruro (PVC)			
materiale del coperchio	☒ Polipropilene (PP)	☐ Polietilene (PE)	☐ Policarbonato (PC)				
colore bottiglia	☒ lattiginoso	☐ trasparente					
colore del coperchio	☐ blu	☒ bianco					
Proprietà	☒ disinfettabile	☒ autoclavabile fino a 130°C	☐ autoclavabile fino a 90°C	☐ quadrato	☐ autoclavabile fino a 60°C		

REQUISITI NORMATIVI							
regolamento DPI (EU) 2016/425	☐ categoria I	☐ categoria II	☐ categoria III	☒ nessun articolo del DPI			
regolamento sui dispositivi medici (EU) 2017/745	☐ classe I	☐ classe IIA	☐ classe III	☐ sterile	☐ funzione di misurazione	☒ Non è un dispositivo medico	

DATA LOGISTICA SOTTOPACCHETTO	
informazioni generali	
materiale	borsa
pezzi per sottopacchetto	1
GTIN sottopacchetto	4044941043463
dimensioni	
lunghezza	470 mm
larghezza	180 mm
altezza	-
pesi	
dimensione	peso lordo
uni	180 g

DATA LOGISTICA IMBALLAGGIO ESTERNO	
informazioni generali	
materiale	cartone
Sottoimballaggio per sovraimballaggio	25
GTIN imballaggio esterno	4044941042992
dimensioni	
lunghezza	500 mm
larghezza	300 mm
altezza	450 mm
pesi	
dimensione	peso lordo
uni	5.000 g

DATA LOGISTICA PALLET	
informazioni generali	
tipo di pallet	euro-palette
dimensioni	
cartoni per strato	4
strati per pallet	4
altezza del pallet	195 cm
pesi	
dimensione	peso lordo
uni	105 g

Scheda Tecnica

N° articolo **09271-F**
Descrizione: **TOP-COMFORT**
Bottiglia per urina
per donne



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Conservare gli articoli nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, senza pesi aggiuntivi e proteggendoli dalla luce solare diretta.
Utilización e inspección	Controllare il prodotto prima del primo utilizzo e regolarmente per verificare la presenza di crepe o altri danni e sostituirlo se necessario. Chiudere bene il coperchio dopo l'uso per ridurre al minimo gli odori. Non disperdere il contenuto del flacone nell'ambiente. Se necessario, trasportare il flacone in un contenitore sigillato. Indossare guanti quando si maneggia il flacone e il suo contenuto.
Eliminación	I flaconi usati devono essere smaltiti secondo le norme di smaltimento dell'azienda locale. I prodotti non utilizzati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Advertencias	Il flacone per l'urina è destinato esclusivamente a contenere l'urina. Qualsiasi altro utilizzo può causare problemi igienici o meccanici. I flaconi per urina non sono progettati per essere utilizzati con altri liquidi o sostanze chimiche.

rev. no.: 2026-01
data: 27.02.2026