

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02700**

Bezeichnung: **BASIC-PLUS**

Mundschutz

3-lagig, zum Binden



MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ PP-Vlies	☐ Papier					
Farbe	☒ Blau [B]	☐ Berry [Berry]	☐ Bordeaux [BR]	☐ Cedro [C]	☒ Grün [G]	☐ Lagoon [Lagoon]	☐ Lila [L]
	☐ Lime [Lime]	☐ Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	☐ Orange [O]	☐ Pink [P]	☒ Weiß [W]	☐ Gelb [Y]	☐ Platinum/ Grau [PT]
	☐ Blau gemustert [DB]	☐ Weinrot gemustert [WR]	☐ Schwarz [SCH]	☐ Schwarz-Rot- Gold	☐ Clean Ocean / Ozeangrün [CO]		
Eigenschaften	☒ Typ II	☒ 3 Lagen	☒ latexfrei	☐ mit Ventil	☐ Antifog	☒ zum Binden	☐ mit Aktiv- kohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung ≥ 98%						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA- Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Mess- funktion	☐ kein Medizin- Produkt	

geprüft nach	☒ EN 14683:2019	☐ EN 149:2001					
--------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02700**
Bezeichnung: **BASIC-PLUS**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	50
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941031781
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR])	-
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	4044941031804
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	4044941031828
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Unterverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	-
Maße & Größe	
Länge	180 mm
Breite	100 mm
Höhe	90 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	130 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	8
Lagen pro Palette	6
Palettenhöhe	243 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	174 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	20
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941031798
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]	-
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	4044941031811
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Umverpackung Lila [L]	-
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	-
GTIN Umverpackung Pink [P]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	4044941031835
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Umverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	-
Maße & Größe	
Länge	520 mm
Breite	190 mm
Höhe	380 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	3.100 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02700**
Bezeichnung: **BASIC-PLUS**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Mundschutz in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
Entsorgung	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ANZIEHEN: Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. AUSZIEHEN: Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.

* geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2026-01
Datum 18. 03.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten