

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02201**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
4-lagig, mit Elastikband



MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	☒ PP-Vlies	☐ Papier					
Farbe	☐ Blau [B]	☐ Berry [Berry]	☐ Bordeaux [BR]	☐ Cedro [C]	☐ Grün [G]	☐ Lagoon [Lagoon]	☐ Lila [L]
	☐ Lime [Lime]	☐ Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	☐ Orange [O]	☐ Pink [P]	☐ Weiß [W]	☐ Gelb [Y]	☒ Platinum/ Grau [PT]
	☐ Blau gemustert [DB]	☐ Weinrot gemustert [WR]	☐ Schwarz [SCH]	☐ Schwarz-Rot- Gold	☒ Ozeangrün [CO]		
Eigenschaften	☒ Typ IIR	☒ 4 Lagen	☒ latexfrei	☐ mit Ventil	☐ Antifog	☒ mit Ohr- schlaufen	☐ mit Aktiv- kohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung ≥ 98%, Spritzwiderstand ≥ 16 kPa						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	☐ Kategorie I	☐ Kategorie II	☐ Kategorie III	☒ kein PSA- Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	☒ Klasse I	☐ Klasse II	☐ Klasse III	☐ steril	☐ mit Mess- funktion	☐ kein Medizin- Produkt	

geprüft nach	☒ EN 14683:2025	☐ EN 149:2001					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02201**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
4-lagig, mit Elastikband



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	50	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	-	
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR]	-	
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-	
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-	
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	-	
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	-	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-	
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	4044941727332	
GTIN Unterverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	4044941727318	
Maße & Größe		
Länge	180 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	85 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	170 g	205 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	167 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	163 kg	188 kg

LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Blau [B]	-	
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]	-	
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-	
GTIN Umverpackung Grün [G]	-	
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Umverpackung Lila [L]	-	
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	-	
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	-	
GTIN Umverpackung Orange [O]	-	
GTIN Umverpackung Pink [P]	-	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	4044941727349	
GTIN Umverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	4044941727325	
Maße & Größe		
Länge	520 mm	
Breite	190 mm	
Höhe	190 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	2.050 g	2.550 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02201**Bezeichnung: **MED-COMFORT****Mundschutz****4-lagig, mit Elastikband**

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Maske in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
Entsorgung	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ANZIEHEN: Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. AUSZIEHEN: Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.

Rev.-Nr.: 2026-01

Datum 04. 08.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten