

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09288**

Descripción **suporte para bolsa de orina**



TAMAÑO		
largo	ancho	alto
160 mm	78 mm	-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> acero inoxidable	<input type="checkbox"/> vidrio acrílico	<input type="checkbox"/> alambre recubierto de PVC	<input type="checkbox"/> plástico ABS	<input type="checkbox"/> carcasa: Aluminio	<input type="checkbox"/> bomba: aluminio	<input checked="" type="checkbox"/> Polipropileno (PP)
color	<input type="checkbox"/> plata	<input type="checkbox"/> transparente	<input type="checkbox"/> blanco	<input checked="" type="checkbox"/> azul			
propiedad	<input type="checkbox"/> con ganchos móviles	<input type="checkbox"/> Con material de montaje	<input type="checkbox"/> Tope deslizante para ajustar la profundidad	<input checked="" type="checkbox"/> para adjuntar			
descriptón	para adjuntar						
adecuado para							

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	-
piezas por subembalaje	5
GTIN subembalaje	4044941043036
medidas y tamaños	
length	-
width	-
height	-
pesos	
tamaño	peso neto peso bruto
uni	95 g 95 g


DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subpackings per outer packing	44
GTIN embalaje exterieur	4044941043487
medidas y tamaños	
length	490 mm
width	425 mm
height	200 mm
pesos	
tamaño	peso neto peso bruto
uni	4.180 g 4.680 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
información general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	7
posiciones por palet	4
altura del palet	95 cm
pesos	
tamaño	peso neto peso bruto
uni	131 kg 156 kg

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09288**

Descripción **soporte para bolsa de orina**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
advertencias / información de seguridad	<ul style="list-style-type: none">- El soporte está diseñado exclusivamente para fijar bolsas de orina.- El producto puede colgarse en la cabecera de la cama- Antes de utilizarlo, asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas e intactas.
instrucciones de limpieza	Se puede limpiar fácilmente. Utilice productos de limpieza adecuados y paños suaves para evitar arañazos.