

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **01144**  
 Descripción: **MED-COMFORT**  
**Guantes quirúrgicos de látex**  
**blanco, sin polvo, ETO estéril**



GROSOR DE LA MANO*		
puño	palma	punta de los dedos
0,14 mm	0,17 mm	0,19 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Látex	<input type="checkbox"/> Nitrilo	<input type="checkbox"/> Vinilo	<input type="checkbox"/> Vinilo-Nitrilo-mix	<input type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Algodón
colour	<input checked="" type="checkbox"/> blanco	<input type="checkbox"/> azul	<input type="checkbox"/> negro	<input type="checkbox"/> menta	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> vinotinto
propiedades	<input type="checkbox"/> con polvo	<input checked="" type="checkbox"/> sin polvo	<input checked="" type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> no estéril	<input type="checkbox"/> forma ambidiestro	<input checked="" type="checkbox"/> forma anatómica	<input type="checkbox"/> Revestimiento interior de Aloe Vera
superficie	<input checked="" type="checkbox"/> texturada	<input type="checkbox"/> sin micro-texturada	<input type="checkbox"/> martillado				

TAMAÑOS							
	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
ancho	81 ± 5 mm	83 ± 5 mm	89 ± 5 mm	95 ± 5 mm	102 ± 5 mm	108 ± 6 mm	-
largo	≥ 280 mm	≥ 280 mm	≥ 280 mm	≥ 285 mm	≥ 285 mm	≥ 285 mm	-

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input checked="" type="checkbox"/> categoría III	<input type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> clase I	<input checked="" type="checkbox"/> clase II a	<input type="checkbox"/> clase III	<input checked="" type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS							
EN 388 riesgos mecánicos	resistencia a la abrasión	resistencia a los cortes prueba Coupe	resistencia al desgarro	resistencia de perforación	resistencia a los cortes prueba TDM	protección contra impactos	
nivel	no applicable						
EN 374-1 riesgos químicos	químicos			letra código		ISO 374-1/Type C	
	Sodium hydroxide 40%			K			
	Hydrogen Peroxide 30%			P			
EN 374-4 degradación							
EN 374-5 microorganismos	El guante es impermeable contra microorganismos (Virus, Bacterias y Hongos ).Comprobación según. ISO 16604 - Método B						EN ISO 22625:2016 VIRUS
EN ISO 21420 guantes de protección	El guante cumple con los requisitos según EN ISO 21420						
EN 455 Guantes médicos de un sólo uso	Los guantes cumplen con los requisitos según. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. Fuerza de rotura ≥ 9 N.						EN 455
EN 455-1 permeabilidad	El guante demuestra en la prueba de retención de agua para la determinación de permeabilidad un AQL<0.65 ( Prueba al azar según ISO 2859-1, nivel de prueba general I)						AQL (0.65)
EN 16350 propiedades electrostáticas	no aplicable						

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **01144**  
 Descripción: **MED-COMFORT**  
**Guantes quirúrgicos de látex**  
**blanco, sin polvo, ETO estéril**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	carton
piezas por subembalaje	100
GTIN subembalaje tamaño XS	4044941017358
GTIN subembalaje tamaño S	4044941017365
GTIN subembalaje tamaño M	4044941017372
GTIN subembalaje tamaño L	4044941017389
GTIN subembalaje tamaño XL	4044941017396
GTIN subembalaje tamaño XXL	4044941017402
GTIN subembalaje tamaño XXXL	-
PZN subembalaje tamaño XS	-
PZN subembalaje tamaño S	-
PZN subembalaje tamaño M	-
PZN subembalaje tamaño L	-
PZN subembalaje tamaño XL	-
PZN subembalaje tamaño XXL	-
PZN subembalaje tamaño XXXL	-
medidas y tamaños	
largo	260 mm
ancho	130 mm
alto	200 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
6.0	1.448 g
6.5	1.528 g
7.0	1.618 g
7.5	1.678 g
8.0	1.728 g
8.5	1.778 g
9.0	-

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	6
posiciones por palet	4
altura del palet	179 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
6.0	315 kg
6.5	330 kg
7.0	348 kg
7.5	359 kg
8.0	369 kg
8.5	378 kg
9.0	-

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	carton
subembalajes por embalaje exterior	8
GTIN embalaje exterior tamaño XS	4044941017433
GTIN embalaje exterior tamaño S	4044941017440
GTIN embalaje exterior tamaño M	4044941017457
GTIN embalaje exterior tamaño L	4044941017464
GTIN embalaje exterior tamaño XL	4044941017471
GTIN embalaje exterior tamaño XXL	4044941017488
GTIN embalaje exterior tamaño XXXL	-
PZN embalaje exterior tamaño XS	-
PZN embalaje exterior tamaño S	-
PZN embalaje exterior tamaño M	-
PZN embalaje exterior tamaño L	-
PZN embalaje exterior tamaño XL	-
PZN embalaje exterior tamaño XXL	-
PZN embalaje exterior tamaño XXXL	-
medidas y tamaños	
largo	530 mm
ancho	470 mm
alto	410 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
6.0	12.084 g
6.5	12.724 g
7.0	13.444 g
7.5	13.924 g
8.0	14.324 g
8.5	14.724 g
9.0	-

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **01144**  
 Descripción: **MED-COMFORT**  
**Guantes quirúrgicos de látex**  
**blanco, sin polvo, ETO estéril**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento / Caducidad</b>	Almacenar los guantes en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
-----------------------------------	--

<b>Utilización y revisión</b>	Utilice siempre guantes de protección sólo para el uso previsto y de la talla correcta. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden desviarse de las de la prueba de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Los tiempos de penetración y los niveles de permeabilidad se basan en mediciones de laboratorio y se determinan utilizando muestras tomadas de la palma de la mano. La duración real de la protección de un guante con una sustancia específica puede variar significativamente debido a las condiciones de uso (temperatura, abrasión, estiramiento). En el caso de productos químicos agresivos, la degradación (cambio en las propiedades mecánicas) puede ser un factor importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar guantes resistentes a productos químicos. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha determinado en condiciones de laboratorio únicamente a partir de muestras de la palma de la mano y se refiere únicamente a las sustancias químicas probadas. La situación puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla. La resistencia a la penetración se evaluó en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra ensayada. Los resultados de degradación según EN ISO 374-4 muestran el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico probado. Antes de su uso, debe comprobarse que los guantes no presentan agujeros ni daños.
-------------------------------	---

<b>Eliminación de residuos</b>	Los guantes usados deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los guantes no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
--------------------------------	---

<b>Desinfección</b>	La desinfección no está prevista para estos guantes y es responsabilidad del usuario.
---------------------	---

<b>Advertencias/ consejos sobre alergias</b>	Los guantes de protección están destinados a un solo uso. Este producto contiene ditiocarbamatos y látex natural, que pueden desencadenar reacciones alérgicas, incluidas reacciones anafilácticas.
--	--

<b>instrucciones para vestirse y desvestirse</b>	
--	--

rev.-no.: 2026-01  
 fecha: 18.05.2026

\*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas