

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **07025**

Bezeichnung **MED-COMFORT**

Überschuhe

gehämmert, mit Gummizug



MAÙE	
Länge	Breite
420 mm	150 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> PP-Vlies mit PE-Beschichtung	<input type="checkbox"/> microporöse Filmmembran		
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> weiß mit blauer Sohle
Eigenschaft	<input checked="" type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> Anti-Rutsch	<input type="checkbox"/> Gummizug an der Wade	<input type="checkbox"/> Bindeband über Knöchel		<input type="checkbox"/> Transparent

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse IIa	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> kein Lebensmittel-Kontakt	

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines	
Material	Beutel
Stück pro Unterverpackung	50
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941013244
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Weiß/Blau	-
GTIN Unterverpackung Transparent	-
MaÙe & Größe	
Länge	285 mm
Breite	193 mm
Höhe	-
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	255 g

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	20
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941013251
GTIN Umverpackung Grün [G]	-
GTIN Umverpackung Rot [R]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Transparent	-
MaÙe & Größe	
Länge	380 mm
Breite	360 mm
Höhe	340 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	5.600 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines	
Palettenart	Europalette
MaÙe & Größe	
Kartons pro Lage	6
Lagen pro Palette	4
Palettenhöhe	151 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	159 kg

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **07025**

Bezeichnung **MED-COMFORT**

Überschuhe

gehämmert, mit Gummizug



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSGEWINDE

Lagerung/ Verfallzeit	Produkt in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Größe mit der des Benutzers übereinstimmt. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel aufweist und in gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht vernähte Teile usw.). Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen
Entsorgung	Das gebrauchte Produkt ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Länger Tragen kann zu Hitzebelastung führen.