

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09174-Stange**  
 Marca: **MED-COMFORT Eco**  
 Descripción: **Vasos desechables para medicamento**  
**Etiquetar cada barra**



| TAMAÑOS |         |          |
|---------|---------|----------|
| altura  | Ø abajo | Ø arriba |
| 42 mm   | 26 mm   | 38 mm    |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |                                                        |                                                              |                                                                            |                                            |                                                  |                                                                       |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| material                 | <input checked="" type="checkbox"/> Polypropylene (PP) | <input type="checkbox"/> Polyethylene (PE)                   | <input type="checkbox"/> Vaso: Polipropileno (PP)<br>Tapa: PET             |                                            | <input type="checkbox"/> PET                     |                                                                       |                                                  |
| colour                   | <input type="checkbox"/> antracita [A]                 | <input checked="" type="checkbox"/> azul [B]                 | <input type="checkbox"/> cedro [C]                                         | <input type="checkbox"/> verde océano [CO] | <input checked="" type="checkbox"/> verde [GRÜN] | <input type="checkbox"/> verde opaco [GO]                             | <input type="checkbox"/> gris [GRAY]             |
|                          | <input type="checkbox"/> purpura [L]                   | <input type="checkbox"/> azul claro [LB]                     | <input type="checkbox"/> lime [LIME]                                       | <input type="checkbox"/> mixto [MIX]       | <input type="checkbox"/> naranja [O]             | <input type="checkbox"/> rosa [P]                                     | <input checked="" type="checkbox"/> rojo [R]     |
|                          | <input type="checkbox"/> rosa claro [ROSE]             | <input type="checkbox"/> negro [SCH]                         | <input checked="" type="checkbox"/> transparente [T]                       | <input type="checkbox"/> violeta [V]       | <input type="checkbox"/> blanco [W]              | <input type="checkbox"/> vino tinto [WR]                              | <input checked="" type="checkbox"/> amarillo [G] |
|                          | <input type="checkbox"/> estampa de oso [KIDS]         | <input type="checkbox"/> Transparente con tapa de rosca roja |                                                                            |                                            |                                                  |                                                                       |                                                  |
| capacity                 | <input checked="" type="checkbox"/> 30 ml              | <input type="checkbox"/> 100 ml                              | <input type="checkbox"/> 150 ml                                            | <input type="checkbox"/> 180 ml            | <input type="checkbox"/> 200 ml                  | <input type="checkbox"/> 250 ml                                       | <input type="checkbox"/> 3,4 l                   |
| characteristics          | <input checked="" type="checkbox"/> graduación         | <input type="checkbox"/> autoclavable hasta 134°C            | <input type="checkbox"/> Apto para lavavajillas según EN 12875-1 + 12875-2 |                                            | <input type="checkbox"/> abrir 4 x 4 mm          | <input type="checkbox"/> estéril                                      | <input type="checkbox"/> con rosca               |
| suitable for article     | <input type="checkbox"/> 09995-M-Deckel                | <input type="checkbox"/> 742025                              | <input type="checkbox"/> L-09194                                           | <input type="checkbox"/> L-09194           | <input type="checkbox"/> L-09192                 | <input checked="" type="checkbox"/> 09175-Deckel, 09175-Deckel-Stange |                                                  |

| REQUISITOS DE REGULACIÓN                                                    |                                             |                                           |                                           |                                                |                                                             |                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| reglamento médico (EU) 2017/425                                             | <input checked="" type="checkbox"/> clase I | <input type="checkbox"/> clase II         | <input type="checkbox"/> clase III        | <input type="checkbox"/> estéril               | <input checked="" type="checkbox"/> con función de medición | <input type="checkbox"/> no es dispositivo médico                          | CE |
| Reglamento sobre productos sanitarios de diagnóstico in vitro (EU) 2017/746 | <input type="checkbox"/> clase A            | <input type="checkbox"/> clase A sterile  | <input type="checkbox"/> clase B          | <input type="checkbox"/> clase C               | <input checked="" type="checkbox"/> clase D                 | <input checked="" type="checkbox"/> no IVD                                 |    |
| contacto con alimentos (EG) 1935/2004                                       | <input type="checkbox"/> alimentos ácido    | <input type="checkbox"/> alimentos acuoso | <input type="checkbox"/> alimentos grasos | <input type="checkbox"/> alimentos con alcohol | <input type="checkbox"/> alimentos secos                    | <input checked="" type="checkbox"/> no contacto con productos alimenticios |    |

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09174-Stange**  
 Marca: **MED-COMFORT Eco**  
 Descripción: **Vasos desechables para medicamento**  
**Etiquetar cada barra**



| DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE       |               |
|----------------------------------------|---------------|
| general                                |               |
| material                               | bolsa         |
| piezas por subembalaje                 | 80            |
| GTIN subembalaje antracita [A]         | -             |
| GTIN subembalaje blue [B]              | 4044941734910 |
| GTIN subembalaje cedro [C]             | -             |
| GTIN subembalaje verde océano [CO]     | -             |
| GTIN subembalaje verde [GRÜN]          | 4044941734934 |
| GTIN subembalaje verde opaco [GO]      | -             |
| GTIN subembalaje gris [GRAY]           | -             |
| GTIN subembalaje purpura [L]           | -             |
| GTIN subembalaje azul claro [LB]       | -             |
| GTIN subembalaje lime [LIME]           | -             |
| GTIN subembalaje mixto [MIX]           | -             |
| GTIN subembalaje naranja [O]           | -             |
| GTIN subembalaje rosa [P]              | -             |
| GTIN subembalaje rojo [R]              | 4044941734941 |
| GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]     | -             |
| GTIN subembalaje negro [SCH]           | -             |
| GTIN subembalaje transparente [T]      | 4044941734958 |
| GTIN subembalaje violeta [V]           | -             |
| GTIN subembalaje blanco [W]            | -             |
| GTIN subembalaje wine rojo [WR]        | -             |
| GTIN subembalaje amarillo [G]          | 4044941734927 |
| GTIN subembalaje estampa de oso [KIDS] | -             |
| GTIN subembalaje                       | -             |
| medidas y tamaños                      |               |
| largo                                  | -             |
| ancho                                  | -             |
| alto                                   | -             |
| pesos                                  |               |
| tamaño                                 | peso bruto*   |
| uni                                    | 80 g          |

| DATOS LOGISTICOS DEL PALET |              |
|----------------------------|--------------|
| general                    |              |
| tipo de palet              | euro-palette |
| medidas y tamaños          |              |
| cartones por posición      | 10           |
| posiciones por palet       | 5            |
| altura del palet           | 205 cm       |
| pesos                      |              |
| tamaño                     | peso bruto*  |
| uni                        | 305 kg       |

| DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR  |               |
|------------------------------------------|---------------|
| general                                  |               |
| material                                 | cartón        |
| subembalajes por embalaje exterior       | 60            |
| GTIN embalaje exterior antracita [A]     | -             |
| GTIN embalaje exterior blue [B]          | 4044941735177 |
| GTIN embalaje exterior cedro [C]         | -             |
| GTIN embalaje exterior verde océano [CO] | -             |
| GTIN embalaje exterior verde [GRÜN]      | 4044941735214 |
| GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]  | -             |
| GTIN embalaje exterior gris [GRAY]       | -             |
| GTIN embalaje exterior purpura [L]       | -             |
| GTIN embalaje exterior azul claro [LB]   | -             |
| GTIN embalaje exterior lime [LIME]       | -             |
| GTIN embalaje exterior mixto [MIX]       | -             |
| GTIN embalaje exterior naranja [O]       | -             |
| GTIN embalaje exterior rosa [P]          | -             |
| GTIN embalaje exterior rojo [R]          | 4044941735221 |
| GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE] | -             |
| GTIN embalaje exterior negro [SCH]       | -             |
| GTIN embalaje exterior transparente [T]  | 4044941735238 |
| GTIN embalaje exterior violeta [V]       | -             |
| GTIN embalaje exterior blanco [W]        | -             |
| GTIN embalaje exterior wine rojo [WR]    | -             |
| GTIN embalaje exterior amarillo [G]      | 4044941735191 |
| GTIN embalaje ext. estampa de oso [KIDS] | -             |
| GTIN embalaje exterior                   | -             |
| medidas y tamaños                        |               |
| largo                                    | 390 mm        |
| ancho                                    | 250 mm        |
| alto                                     | 380 mm        |
| pesos                                    |               |
| tamaño                                   | peso bruto*   |
| uni                                      | 5.600 g       |

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09174-Stange**  
Marca: **MED-COMFORT Eco**  
Descripción: **Vasos desechables para medicamento:  
Etiquetar cada barra**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

|                              |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento/<br>Caducidad | almacenar el producto en su embalaje original en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente. Evitar la luz solar directa. No exponer a calor extremo.                                          |
| Utilización y revisión       | Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, etc.).<br>Este producto está destinado a un solo uso.                                                         |
| Eliminación de<br>residuos   | El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica. |
| Advertencias                 | Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.                     |

rev-no.: 2025-00  
date: 20.08.2025

\*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas