

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **N-704060**

Bezeichnung:

**Gelenk-Manschette mit  
Metallring (nickelbeschichtet)  
für Erwachsene**



| MAßE*  |        |      |             |                       |         |
|--------|--------|------|-------------|-----------------------|---------|
| Länge  | Breite | Höhe | Durchmesser | Fassungs-<br>vermögen | Gewicht |
| 300 mm | 50 mm  | -    | -           | -                     | -       |

| PRODUKTBESCHREIBUNG |                                                  |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                |                                                                                  |                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Material            | <input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)       | <input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)                                  | <input type="checkbox"/> PP-Vlies               | <input type="checkbox"/> PP-Vlies mit PE-Beschichtung | <input type="checkbox"/> Papier                                | <input checked="" type="checkbox"/> Klettband aus Terylenen, gepolstert mit Filz |                                        |
| Farbe               | <input type="checkbox"/> Blau [B]                | <input type="checkbox"/> Cedro [C]                                         | <input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]        | <input type="checkbox"/> Grün [G]                     | <input type="checkbox"/> Grün-Opak [GO]                        | <input type="checkbox"/> Lila [L]                                                | <input type="checkbox"/> Hellblau [LB] |
|                     | <input type="checkbox"/> Lime [LIME]             | <input type="checkbox"/> Mix [MIX]<br>schwarz, cedro, lila, rosa, hellblau | <input type="checkbox"/> Orange [O]             | <input type="checkbox"/> Pink [P]                     | <input type="checkbox"/> Rot [R]                               | <input type="checkbox"/> Rose [ROSE]                                             | <input type="checkbox"/> Schwarz [SCH] |
|                     | <input type="checkbox"/> Transparent [T]         | <input type="checkbox"/> Violett [V]                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]    | <input type="checkbox"/> Weinrot [WR]                 | <input type="checkbox"/> Gelb [Y]                              | <input type="checkbox"/> Silber                                                  | <input type="checkbox"/> Gold/Silber   |
| Eigenschaft         | <input type="checkbox"/> zum einmaligen Gebrauch | <input checked="" type="checkbox"/> Hand- und Fußfixierung                 | <input type="checkbox"/> 5-lagig                | <input type="checkbox"/> fusselfrei                   | <input type="checkbox"/> 9-lagig                               | <input type="checkbox"/> bis -45°C                                               |                                        |
| Inhaltsstoffe       | <input type="checkbox"/> 50% Urea (CAS 57-13-6)  | <input type="checkbox"/> 50% Wasser                                        | <input type="checkbox"/> 70 % Isopropyl-Alkohol | <input type="checkbox"/> latexfrei                    | <input type="checkbox"/> Gemisch aus Propan / Butan / Isobutan |                                                                                  |                                        |
| Bemerkung           |                                                  |                                                                            |                                                 |                                                       |                                                                |                                                                                  |                                        |

| REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN        |                                             |                                                          |                                             |                                                      |                                                |                                                                     |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| PSA-Verordnung (EU) 2016/425        | <input type="checkbox"/> Kategorie I        | <input type="checkbox"/> Kategorie II                    | <input type="checkbox"/> Kategorie III      | <input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel |                                                |                                                                     |  |
| MP-Verordnung (EU) 2017/745         | <input type="checkbox"/> Klasse I           | <input type="checkbox"/> Klasse IIa                      | <input type="checkbox"/> Klasse III         | <input type="checkbox"/> steril                      | <input type="checkbox"/> mit Messfunktion      | <input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt             |  |
| Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004 | <input type="checkbox"/> saure Lebensmittel | <input type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel           | <input type="checkbox"/> fette Lebensmittel | <input type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel       | <input type="checkbox"/> trockene Lebensmittel | <input checked="" type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel geeignet |  |
| Kosmetik-produkt (EG) 1223/2009     | <input type="checkbox"/> Kosmetikprodukt    | <input checked="" type="checkbox"/> kein Kosmetikprodukt |                                             |                                                      |                                                |                                                                     |  |

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **N-704060**

Bezeichnung:

**Gelenk-Manschette mit  
Metallring (nickelbeschichtet)  
für Erwachsene**



| LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG    |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Allgemeines                          |                |
| Material                             | Beutel         |
| Stück pro Unterverpackung            | 1              |
| GTIN Unterverpackung Blau [B]        | -              |
| GTIN Unterverpackung Cedro [C]       | -              |
| GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB] | -              |
| GTIN Unterverpackung Grün [G]        | -              |
| GTIN Unterverpackung Grün-Opak [GO]  | -              |
| GTIN Unterverpackung Lila [L]        | -              |
| GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]   | -              |
| GTIN Unterverpackung Lime [LIME]     | -              |
| GTIN Unterverpackung Mix [MIX]       | -              |
| GTIN Unterverpackung Orange [O]      | -              |
| GTIN Unterverpackung Pink [P]        | -              |
| GTIN Unterverpackung Rot [R]         | -              |
| GTIN Unterverpackung Rose [ROSE]     | -              |
| GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]   | -              |
| GTIN Unterverpackung Transparent [T] | -              |
| GTIN Unterverpackung Violett [V]     | -              |
| GTIN Unterverpackung Weiß [W]        | 4044941722405  |
| GTIN Unterverpackung Weinrot [WR]    | -              |
| GTIN Unterverpackung Gelb [Y]        | -              |
| GTIN Unterverpackung Silber          | -              |
| GTIN Unterverpackung                 |                |
| Maße & Größe                         |                |
| Länge                                |                |
| Breite                               |                |
| Höhe                                 | -              |
| Gewichte zzgl. Toleranzen            |                |
| Größe                                | Bruttogewicht* |
| uni                                  | 31 g           |

| LOGISTISCHE DATEN PALETTE |                |
|---------------------------|----------------|
| Allgemeines               |                |
| Palettenart               | Europalette    |
| Maße & Größe              |                |
| Kartons pro Lage          | 10             |
| Lagen pro Palette         | 5              |
| Palettenhöhe              | 1900 cm        |
| Gewichte zzgl. Toleranzen |                |
| Größe                     | Bruttogewicht* |
| uni                       | 318 kg         |

| LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG    |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Allgemeines                       |                |
| Material                          | Karton         |
| Unterverpackungen je Umverpackung | 200            |
| GTIN Umverpackung Blau [B]        | -              |
| GTIN Umverpackung Cedro [C]       | -              |
| GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB] | -              |
| GTIN Umverpackung Grün [G]        | -              |
| GTIN Umverpackung Grün-Opak [GO]  | -              |
| GTIN Umverpackung Lila [L]        | -              |
| GTIN Umverpackung Hellblau [LB]   | -              |
| GTIN Umverpackung Lime [LIME]     | -              |
| GTIN Umverpackung Mix [MIX]       | -              |
| GTIN Umverpackung Orange [O]      | -              |
| GTIN Umverpackung Pink [P]        | -              |
| GTIN Umverpackung Rot [R]         | -              |
| GTIN Umverpackung Rose [ROSE]     | -              |
| GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]   | -              |
| GTIN Umverpackung Transparent [T] | -              |
| GTIN Umverpackung Violett [V]     | -              |
| GTIN Umverpackung Weiß [W]        | 4044941722412  |
| GTIN Umverpackung Weinrot [WR]    | -              |
| GTIN Umverpackung Gelb [Y]        | -              |
| GTIN Umverpackung Silber          | -              |
| GTIN Umverpackung                 |                |
| Maße & Größe                      |                |
| Länge                             | 395 mm         |
| Breite                            | 340 mm         |
| Höhe                              | 200 mm         |
| Gewichte zzgl. Toleranzen         |                |
| Größe                             | Bruttogewicht* |
| uni                               | 5.860 g        |

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **N-704060**

Bezeichnung:

**Gelenk-Manschette mit  
Metallring (nickelbeschichtet)  
für Erwachsene**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

|                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung                                | Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.                                                                               |
| Nutzung und Überprüfung                 | Kontrollieren Sie das Produkt vor der ersten Verwendung sowie regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.                                                              |
| Reinigungshinweise                      | Handwäsche mit lauwarmem Wasser. Mildes, pH-neutrales Waschmittel verwenden (kein Bleichmittel/Chlor) Kein Einweichen                                                                                      |
| Entsorgung                              | Das Produkt gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgen.                                                                                                             |
| Warnhinweise / Sicherheitsinformationen | Produkt immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. |

Rev.-Nr.: 2026-00  
Datum 09.07.2026

\*geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Änderungen & Irrtümer vorbehalten