

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09198**
Marca:
Descripción: **Vaso para Prótesis Dentales
con Inserto**



TAMAÑOS					
longitud cerrado	longitud abierto	ancho	altura	diámetro superior	diámetro inferior
-	-	-	64 mm	96 mm	86 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	☒ Polypropylene (PP)	☐ Polyethylene (PE)					
colour	☒ azul [B]	☐ azul oscuro [DB]	☒ verde [G]	☐ verde opaco [GO]	☐ purpura [L]	☐ azul claro [LB]	☐ lime [LIME]
	☐ naranja [O]	☒ rosa [P]	☐ rosa transparente [PT]	☐ rojo [R]	☐ rosa claro [ROSE]	☐ negro [SCH]	☐ transparente [T]
	☐ violeta [V]	☒ blanco []	☐ vino tinto [WR]	☐ amarillo [Y]			
characteristics	☒ para adultos	☐ para niños	☒ de tres piezas	☒ autoclavable hasta 134°C			

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
reglamento médico (EU) 2017/425	☐ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de medición	☒ no es dispositivo médico	
contacto con alimentos (EG) 1935/2004	☐ alimentos ácido	☐ alimentos acuosos	☐ alimentos grasos	☐ alimentos con alcohol	☐ alimentos secos	☒ no contacto con productos alimentos	

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09198**

Marca:

Descripción: **Vaso para Prótesis Dentales
con Inserto**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
general	
material	-
piezas por subembalaje	-
GTIN subembalaje azul [B]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje purpura [L]	-
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-
GTIN subembalaje lime [LIME]	-
GTIN subembalaje naranja [O]	-
GTIN subembalaje rosa [P]	-
GTIN subembalaje rosa transp [PT]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	-
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje negro [SCH]	-
GTIN subembalaje transparente [T]	-
GTIN subembalaje violeta [V]	-
GTIN subembalaje blanco []	-
GTIN subembalaje wine rojo [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
medidas y tamaños	
largo	-
ancho	-
alto	-
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	46 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	euro-palette
medidas y tamaños	
cartones por palet	125
altura del palet	195 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	203 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterior	20
GTIN embalaje exterior azul [B]	4044941044026
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterior verde [G]	4044941044033
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-
GTIN embalaje exterior purpura [L]	-
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-
GTIN embalaje exterior lime [LIME]	-
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-
GTIN embalaje exterior rosa [P]	4044941044040
GTIN embalaje exterior rosa transp. [PT]	-
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-
GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-
GTIN embalaje exterior transparente [T]	-
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-
GTIN embalaje exterior blanco []	4044941040875
GTIN embalaje exterior wine rojo [WR]	-
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-
medidas y tamaños	
largo	485 mm
ancho	190 mm
alto	137 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	1.420 g

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09198**
Marca:
Descripción: **Vaso para Prótesis Dentales
con Inserto**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras).
Utilización y revisión	Guarde siempre la ortesis o férula en la caja cuando no la utilice para evitar daños o pérdidas. Compruebe periódicamente si la caja presenta grietas u otros daños y sustitúyala si es necesario.
Instrucciones de limpieza	Limpiar con agua tibia y jabón suave antes del primer uso y a intervalos regulares para garantizar un almacenamiento higiénico.
Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.

rev-no.: 2025-01
date: 28. 07.2025

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas