


Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09287**

Descripción **suporte para bolsa de orina**



TAMAÑO		
largo	ancho	alto
150 mm	148 mm	-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> acero inoxidable	<input type="checkbox"/> vidrio acrílico	<input checked="" type="checkbox"/> alambre recubierto de PVC	<input type="checkbox"/> plástico ABS	<input type="checkbox"/> carcasa: Aluminio	<input type="checkbox"/> bomba: aluminio	<input type="checkbox"/> Polipropileno (PP)
color	<input type="checkbox"/> plata	<input type="checkbox"/> transparente	<input checked="" type="checkbox"/> blanco	<input type="checkbox"/> azul			
propiedad	<input type="checkbox"/> con ganchos móviles	<input type="checkbox"/> Con material de montaje	<input type="checkbox"/> Tope deslizante para ajustar la profundidad	<input checked="" type="checkbox"/> para adjuntar			
descriptón	para adjuntar						
adecuado para							

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
información general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	10	
GTIN subembalaje	4044941010373	
medidas y tamaños		
length	500 mm	
width	250 mm	
height	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	435 g	440 g


DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
información general		
material	cartón	
subpackings per outer packing	15	
GTIN embalaje exterieur	4044941010380	
medidas y tamaños		
length	510 mm	
width	250 mm	
height	340 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	6.600 g	7.100 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
información general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	6	
posiciones por palet	6	
altura del palet	219 cm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	256 kg	281 kg

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09287**

Descripción **soporte para bolsa de orina**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
advertencias / información de seguridad	<ul style="list-style-type: none">- El dispensador está destinado exclusivamente al almacenamiento de bolsas de orina.- El producto puede colgarse en la cabecera de la cama- Antes de utilizarlo, asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas e intactas.
instrucciones de limpieza	Se puede limpiar fácilmente. Utilice productos de limpieza adecuados y paños suaves para evitar arañazos.