

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02101**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier					
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Berry [Berry]	<input type="checkbox"/> Bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> Cedro [C]	<input checked="" type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> Lila [L]
	<input type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Pink [P]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Platinum/Grau [PT]
	<input type="checkbox"/> Blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> Weinrot gemustert [WR]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Schwarz-Rot-Gold	<input type="checkbox"/> Clean Ocean / Ozeangrün [CO]		
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Typ IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> mit Ventil	<input type="checkbox"/> Antifog	<input checked="" type="checkbox"/> zum Binden	<input type="checkbox"/> mit Aktivkohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung ≥ 98%, Spritzwiderstand ≥ 16 kPa						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	

geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02101**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Stück pro Unterverpackung	50
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941030876
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR]	-
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-
GTIN Unterverpackung Grün [G]	4044941030883
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	4044941030869
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Unterverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	-
Maße & Größe	
Länge	180 mm
Breite	110 mm
Höhe	115 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	250 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE	
Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	8
Lagen pro Palette	7
Palettenhöhe	190 cm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	193 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG	
Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	10
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941030937
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-
GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]	-
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-
GTIN Umverpackung Grün [G]	4044941030944
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-
GTIN Umverpackung Lila [L]	-
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	-
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	-
GTIN Umverpackung Orange [O]	-
GTIN Umverpackung Pink [P]	-
GTIN Umverpackung Weiß [W]	4044941030920
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	-
GTIN Umverpackung blau gem. [DB]	-
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	-
Maße & Größe	
Länge	570 mm
Breite	190 mm
Höhe	250 mm
Gewichte	
Größe	Bruttogewicht*
uni	3.000 g

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02101**
Bezeichnung: **MED-COMFORT**
Mundschutz
3-lagig, zum Binden



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lagerung/ Verfallzeit	Mundschutz in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
Nutzung und Überprüfung	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
Entsorgung	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Warnhinweise	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
An- und Ausziehanleitung	ANZIEHEN: Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. AUSZIEHEN: Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.

* geringe Abweichungen aufgrund von Standard-Toleranzen möglich

Rev.-Nr.: 2026-01
Datum 09. 02.2026

Änderungen & Irrtümer vorbehalten