

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09170**  
 Marca: **MED-COMFORT Premium**  
 Descripción: **Vasos desechables para medicamentos**



TAMAÑOS		
altura	Ø arriba	Ø inferior
38 mm	26 mm	42 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylene (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylene (PE)					
colour	<input type="checkbox"/> antracita [A]	<input checked="" type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> verde océano [CO]	<input checked="" type="checkbox"/> verde [GR]	<input type="checkbox"/> verde opaco [GO]	<input type="checkbox"/> gris [GRAY]
	<input type="checkbox"/> purpura [L]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]	<input type="checkbox"/> lime [LIME]	<input type="checkbox"/> mixto [MIX]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input checked="" type="checkbox"/> rojo [R]
	<input type="checkbox"/> rosa claro [ROSE]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input checked="" type="checkbox"/> transparente [ ]	<input type="checkbox"/> violeta [V]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> vino tinto [WR]	<input checked="" type="checkbox"/> amarillo [Y]
capacity	<input checked="" type="checkbox"/> 30 ml	<input type="checkbox"/> 100 ml	<input type="checkbox"/> 150 ml	<input type="checkbox"/> 180 ml	<input type="checkbox"/> 200 ml	<input type="checkbox"/> 250 ml	
characteristics	<input checked="" type="checkbox"/> graduación	<input type="checkbox"/> autoclavable hasta 134°C	<input type="checkbox"/> Apto para lavavajillas según EN 12875-1 + 12875-2		<input type="checkbox"/> abrir 4 x 4 mm	<input type="checkbox"/> estéril	
suitable for article	<input type="checkbox"/> 09175-Deckel	<input type="checkbox"/> L-09193	<input type="checkbox"/> L-09194	<input type="checkbox"/> L-09194	<input type="checkbox"/> L-09192	<input checked="" type="checkbox"/> 09170-Deckel	

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input checked="" type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	CE
Reglamento sobre productos sanitarios de diagnóstico in vitro (EU) 2017/746	<input type="checkbox"/> clase A	<input type="checkbox"/> clase A sterile	<input type="checkbox"/> clase B	<input type="checkbox"/> clase C	<input type="checkbox"/> clase D	<input checked="" type="checkbox"/> no IVD	
contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácido	<input type="checkbox"/> alimentos acuosol	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con productos alimetos	

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09170**  
 Marca: **MED-COMFORT Premium**  
 Descripción: **Vasos desechables para medicamentos**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	80	
GTIN subembalaje antracita [A]	-	
GTIN subembalaje blue [B]	-	
GTIN subembalaje cedro [C]	-	
GTIN subembalaje verde océano [CO]	-	
GTIN subembalaje verde [GR]	-	
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-	
GTIN subembalaje gris [GRAY]	-	
GTIN subembalaje purpura [L]	-	
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-	
GTIN subembalaje lime [LIME]	-	
GTIN subembalaje mixto [MIX]	-	
GTIN subembalaje naranja [O]	-	
GTIN subembalaje rosa [P]	-	
GTIN subembalaje rojo [R]	-	
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-	
GTIN subembalaje negro [SCH]	-	
GTIN subembalaje transparente [ ]	-	
GTIN subembalaje violeta [V]	-	
GTIN subembalaje blanco [W]	-	
GTIN subembalaje wine rojo [WR]	-	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-	
medidas y tamaños		
largo	38 mm	
ancho	38 mm	
alto	400 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	104 g	109 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	euro-palette	
medidas y tamaños		
cartones por posición	10	
posiciones por palet	5	
altura del palet	203 cm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	352 kg	377 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	60	
GTIN embalaje exterior antracita [A]	-	
GTIN embalaje exterior blue [B]	7340077900050	
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-	
GTIN embalaje exterior verde océano [CO]	-	
GTIN embalaje exterior verde [GR]	7340077900074	
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-	
GTIN embalaje exterior gris [GRAY]	-	
GTIN embalaje exterior purpura [L]	-	
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-	
GTIN embalaje exterior lime [LIME]	-	
GTIN embalaje exterior mixto [MIX]	-	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-	
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-	
GTIN embalaje exterior rojo [R]	7340077900067	
GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE]	-	
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-	
GTIN embalaje exterior transparente [ ]	7340077900036	
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-	
GTIN embalaje exterior wine rojo [WR]	-	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	7340077900043	
medidas y tamaños		
largo	370 mm	
ancho	234 mm	
alto	375 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	6.540 g	7.040 g

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09170**  
Marca: **MED-COMFORT Premium**  
Descripción: **Vasos desechables para medicamentos**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento/ Caducidad</b>	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso.
<b>Utilización y revisión</b>	<p>Limpieza: Limpiar a fondo antes del primer uso y después de cada uso para mantener las normas de higiene.</p> <p>Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso</p>
<b>Eliminación de residuos</b>	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
<b>Advertencias</b>	<p>Peligro de asfixia: No apto para personas con capacidad limitada para tragar sin supervisión</p> <p>Cuidado con las quemaduras: Sólo apto para bebidas que estén a una temperatura segura para beber. Compruebe la temperatura antes de utilizarlo.</p>

rev-no.: 2  
date: 05. 12.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas