

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09995-M-Tapa**

Marca:

Descripción: **tapa para cubo dispensador con un dispensador de toallitas húmedas azules.**



TAMAÑOS		
altura	Ø arriba	Ø inferior
42 mm	-	197 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylene (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylene (PE)	<input type="checkbox"/> Vaso: Polipropileno (PP) Tapa: PET				
colour	<input type="checkbox"/> antracita [A]	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> verde océano [CO]	<input type="checkbox"/> verde [GR]	<input type="checkbox"/> verde opaco [GO]	<input type="checkbox"/> gris [GRAY]
	<input type="checkbox"/> purpura [L]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]	<input type="checkbox"/> lime [LIME]	<input type="checkbox"/> mixto [MIX]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> rojo [R]
	<input type="checkbox"/> rosa claro [ROSE]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]	<input type="checkbox"/> transparente []	<input type="checkbox"/> violeta [V]	<input checked="" type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> vino tinto [WR]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]
capacity	<input type="checkbox"/> 30 ml	<input type="checkbox"/> 100 ml	<input type="checkbox"/> 150 ml	<input type="checkbox"/> 180 ml	<input type="checkbox"/> 200 ml	<input type="checkbox"/> 250 ml	<input type="checkbox"/> 190 ml
characteristics	<input type="checkbox"/> graduación	<input type="checkbox"/> autoclavable hasta 134°C	<input type="checkbox"/> Apto para lavavajillas según EN 12875-1 + 12875-2		<input type="checkbox"/> abrir 4 x 4 mm	<input type="checkbox"/> estéril	
suitable for article	<input checked="" type="checkbox"/> 09995-M	<input type="checkbox"/> L-09193	<input type="checkbox"/> L-09194	<input type="checkbox"/> L-09194	<input type="checkbox"/> L-09192		

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Reglamento sobre productos sanitarios de diagnóstico in vitro (EU) 2017/746	<input type="checkbox"/> clase A	<input type="checkbox"/> clase A sterile	<input type="checkbox"/> clase B	<input type="checkbox"/> clase C	<input type="checkbox"/> clase D	<input checked="" type="checkbox"/> no IVD	
contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácido	<input type="checkbox"/> alimentos acuosol	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con productos alimetos	

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09995-M-Tapa**

Marca:

Descripción: **tapa para cubo dispensador con un dispensador de toallitas húmedas azules.**



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	-	
piezas por subembalaje	-	
GTIN subembalaje antracita [A]	-	
GTIN subembalaje blue [B]	-	
GTIN subembalaje cedro [C]	-	
GTIN subembalaje verde océano [CO]	-	
GTIN subembalaje verde [GR]	-	
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-	
GTIN subembalaje gris [GRAY]	-	
GTIN subembalaje purpura [L]	-	
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-	
GTIN subembalaje lime [LIME]	-	
GTIN subembalaje mixto [MIX]	-	
GTIN subembalaje naranja [O]	-	
GTIN subembalaje rosa [P]	-	
GTIN subembalaje rojo [R]	-	
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-	
GTIN subembalaje negro [SCH]	-	
GTIN subembalaje transparente []	-	
GTIN subembalaje violeta [V]	-	
GTIN subembalaje blanco [W]	-	
GTIN subembalaje wine rojo [WR]	-	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-	
medidas y tamaños		
largo	-	
ancho	-	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	-	-

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	euro-palette	
medidas y tamaños		
cartones por posición	20	
posiciones por palet	1600	
altura del palet	200 cm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	171 kg	196 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	80	
GTIN embalaje exterior antracita [A]	-	
GTIN embalaje exterior blue [B]	-	
GTIN embalaje exterior cedro [C]	-	
GTIN embalaje exterior verde océano [CO]	-	
GTIN embalaje exterior verde [GR]	-	
GTIN embalaje exterior verde opaco [GO]	-	
GTIN embalaje exterior gris [GRAY]	-	
GTIN embalaje exterior purpura [L]	-	
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-	
GTIN embalaje exterior lime [LIME]	-	
GTIN embalaje exterior mixto [MIX]	-	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-	
GTIN embalaje exterior rosa [P]	-	
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-	
GTIN embalaje exterior rosa claro [ROSE]	-	
GTIN embalaje exterior negro [SCH]	-	
GTIN embalaje exterior transparente []	-	
GTIN embalaje exterior violeta [V]	-	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-	
GTIN embalaje exterior wine rojo [WR]	-	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-	
medidas y tamaños		
largo	590 mm	
ancho	400 mm	
alto	350 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	8.560 g	8.565 g

Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09995-M-Tapa**
Marca:
Descripción: **tapa para cubo dispensador
con un dispensador de toallitas
húmedas azules.**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso.
Utilización y revisión	Límpielo a fondo antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso para mantener las normas de higiene. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin grietas, etc.).
Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos.
Advertencias	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.

rev-no.: 2
date: 28.01.2025

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas