

Ficha Técnica

Artículo No.: **09303**

Descripción: **MED-COMFORT**

Estetoscopio

Estetoscopio Rappaport



DIMENSIONES*					
Longitud de la manguera ²⁾	Diámetro de la manguera				
600 mm	10 mm				

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Cabeza de aleación de aluminio	<input checked="" type="checkbox"/> Manguera de PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Auricular de PVC	<input checked="" type="checkbox"/> Membrana de PVC	<input type="checkbox"/> papel	<input type="checkbox"/> lámina de PET metalizada	
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> cedro [C]	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input checked="" type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> verde opaco [GO]	<input type="checkbox"/> lila [L]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> cal [LIME]	<input type="checkbox"/> Mix [MIX] negro, cedro, lila, rosa claro, azul claro	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rosa [P]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input type="checkbox"/> rosa claro [ROSE]	<input type="checkbox"/> negro [SCH]
	<input type="checkbox"/> transparente [T]	<input type="checkbox"/> violeta [V]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> rojo vino [WR]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> plata	<input checked="" type="checkbox"/> negro
característica	<input type="checkbox"/> de un solo uso	<input type="checkbox"/> de un solo filo	<input type="checkbox"/> de 5 capas	<input type="checkbox"/> sin pelusa	<input type="checkbox"/> de 9 capas	<input type="checkbox"/> hasta -45 °C	
ingredientes	<input type="checkbox"/> 50% Urea (CAS 57-13-6)	<input type="checkbox"/> 50% agua	<input type="checkbox"/> 70 % alcohol isopropílico	<input type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> Mezcla de propano / butano / isobutano		
observación							

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no PPE-article			CE
Reglamento médico (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de edición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con productos alimenticios	

Ficha Técnica

Artículo No.: **09303**
 Descripción: **MED-COMFORT**
Estetoscopio
Estetoscopio Rappaport



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE	
información general	
material	cartón
piezas por subembalaje	1
GTIN subembalaje azul [B]	-
GTIN subembalaje azul cedro [C]	-
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	-
GTIN subembalaje verde [G]	-
GTIN subembalaje verde opaco [GO]	-
GTIN subembalaje rojo [R]	-
GTIN subembalaje rosa claro [ROSE]	-
GTIN subembalaje blanco [W]	-
GTIN subembalaje rojo vino [WR]	-
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-
GTIN subembalaje negro	4044941040400
medidas y tamaños	
largo	200 mm
ancho	120 mm
alto	35 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	280 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR	
información general	
material	cartón
subembalajes por embalaje exterieur	50
GTIN embalaje exterieur azul [B]	-
GTIN embalaje exterieur cedro [C]	-
GTIN embalaje exterieur azul oscuro [DB]	-
GTIN embalaje exterieur verde [G]	-
GTIN embalaje exterieur verde opaco [G]	-
GTIN embalaje exterieur rojo [R]	-
GTIN embalaje ext. rosa claro [ROSE]	-
GTIN embalaje exterieur blanco [W]	-
GTIN embalaje exterieur rojo vino [WR]	-
GTIN embalaje exterieur amarillo [Y]	-
GTIN embalaje exterieur negro	4044941040417
medidas y tamaños	
largo	650 mm
ancho	220 mm
alto	395 mm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	14.500 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET	
general	
tipo de palet	europalet
medidas y tamaños	
cartones por posición	4
posiciones por palet	5
altura del palet	213 cm
pesos	
tamaño	peso bruto*
uni	315 kg

Ficha Técnica

Artículo No.: **09303**
Descripción: **MED-COMFORT**
Estetoscopio
Estetoscopio Rappaport



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Uso e inspección	El estetoscopio solo debe utilizarse conforme a su uso previsto y por usuarios debidamente instruidos. Antes de cada uso, el producto debe comprobarse para detectar daños visibles, contaminación, componentes sueltos, grietas o alteraciones funcionales. No debe utilizarse un estetoscopio dañado, contaminado o que no funcione correctamente.
Instrucciones de limpieza	Limpie y desinfecte el estetoscopio de acuerdo con las instrucciones de higiene especificadas, especialmente antes y después de cada contacto con el paciente. El uso inadecuado, una limpieza insuficiente o el uso de componentes dañados pueden provocar resultados de exploración incorrectos, riesgos de infección o lesiones.
Eliminación	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias / información de seguridad	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto.

Nº de rev.: 2026-01
fecha: 05.05.2026

*ligeras desviaciones posibles debido a tolerancias estándar

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas